

CHAISES DE DOUCHE

Chaise de douche pliante

Très pratique pour le rangement ou le voyage.
En plastique très confortable.
Piétement et dossier rabattables.

- ❖ Hauteur sol / assise : 38 à 43 cm
- ❖ Assise : (L x P) 49 x 33 cm
- ❖ Largeur plié : 24 cm
- ❖ Hauteur du dossier : 31 cm
- ❖ Poids : 3,6 kg
- ❖ Poids maxi supporté : 90 kg

Référence 030 8943



Chaise de douche avec poignées

Chaise de douche épousant les formes du corps.
Une découpe à l'avant facilite la toilette intime sur la chaise,
Avec pieds réglables par bouton poussoir.

- ❖ Siège : 36 x 41 cm
- ❖ Dossier : 17 x 41 cm
- ❖ Hauteur d'assise : 48 à 56 cm
- ❖ Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm
- ❖ Matière : Plastique et alu
- ❖ Couleur : Blanc
- ❖ Poids : 3 kg
- ❖ Poids maximum supporté : 120 kg

Référence 030 8937



CHAISES DE DOUCHE

Chaise de douche avec accoudoirs et dossier

Simple et ultra légère avec accoudoirs recouverts de mousse confort.

Dossier réglable en profondeur sur 2 positions permettant de régler la profondeur d'assise à 37 ou 41 cm.

Accoudoirs et dossier amovibles par boutons poussoirs.

Orifices d'évacuation de l'eau en surface.

Plastique antidérapant

Patins antidérapants de 5,5 cm de diamètre.

- ❖ Hauteur sol/siège : 41 à 53,5 cm
- ❖ Assise : 40 x 33 cm
- ❖ Dimensions hors-tout : 52 x 54 x 84,5 cm
- ❖ Hauteur des accoudoirs : 16 cm
- ❖ Dossier : 42 x 17 cm
- ❖ Matière : Alu et plastique
- ❖ Poids : 4,7 kg
- ❖ Poids maxi supporté : 120 kg

Référence 030 9521



Chaise de douche

Dossier amovible.

Poignées de maintien amovibles

Formes et dimensions compatibles avec un maximum de corpulences.

Orifices d'évacuation de l'eau en surface.

Réglage en hauteur par vissage des pieds avec témoins de couleur pour trouver l'équilibre de la chaise.

Patins antidérapants de 6 cm de diamètre.

- ❖ Hauteur sol/siège : 41 à 52 cm
- ❖ Assise : 45 x 36 cm
- ❖ Dimensions hors-tout : 44 x 55 cm
- ❖ Dossier : 43 x 32 cm
- ❖ Hauteur des poignées : 13 cm
- ❖ Poids : 4,8 kg
- ❖ Poids maximum supporté : 158 kg

Référence 030 9520



CHAISES DE DOUCHE

Chaise mobile de douche et de toilettes

Légère et démontable aisément.

Confortable grâce à son siège rembourré et son dossier en toile.

Dossier de 46 cm de haut et incliné vers l'arrière pour plus de confort.

4 roues plastiques pivotantes de 75 mm de diamètre et 40 mm de largeur.

2 roues arrière avec freins.

- ❖ Hauteur sol/assise : 53 cm
- ❖ Assise : 40 x 40 cm
- ❖ Largeur entre accoudoirs : 46 cm
- ❖ Hauteur des accoudoirs : 18 cm
- ❖ Dimensions hors-tout : 57 x 55 x 97 cm
- ❖ Poids : 6,7 kg
- ❖ Poids maximum supporté : 136 kg

Référence 030 9515

