

POIGNEE DE BAIN

Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. S'adapte sur tous les rebords de baignoires.

- ❖ Largeur : 23 cm
- ❖ Hauteur : 32 cm
- ❖ Fixation réglable : 8 à 17 cm
- ❖ Poids : 1,95 kg
- ❖ Matière : Plastique
- ❖ Couleur : blanc
- ❖ Poids maximum supporté : 135 kg

Référence 030 8941

