

POIGNEE SORTIE DE LIT

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit.
S'adapte à tous les lits du domicile en se glissant sous le matelas.
En acier époxy.
Tubes réglables par boutons poussoirs et clips.
Poignée confort de 35 mm de diamètre.

Poids maximum supporté : 113 kg

- ❖ Hauteur : 77 à 97 cm
- ❖ Profondeur : 83 à 111 cm
- ❖ Largeur intérieure : 43,5 cm
- ❖ Poids : 3,64 kg
- ❖ Poids maximum supporté : 113 kg

Référence : 030 9531

