

Rehausse WC

Polypropylène et finition de grande qualité permettant un nettoyage et une stérilisation aisés, une adaptation sur tous les modèles de toilettes, une ergonomie et un niveau d'hygiène élevés.

Système de serrage sur la cuvette optimisé avec serrage ferme (plastique + fibre de verre), interface en caoutchouc pour protéger la cuvette et forme du bouton de serrage adaptée.

Déclive de 3° de la face supérieure facilitant le relevage et l'installation.

- ❖ Hauteur : 10 cm
- ❖ Largeur : 36,5 cm
- ❖ Profondeur : 40 cm
- ❖ Poids maximum supporté : 225 kg
- ❖ Matière : polypropylène
- ❖ Couleur : blanc
- ❖ Poids : 806 g

Référence sans couvercle: 030 8903

Référence avec couvercle: 030 8904

