

ROLLATOR 2 ROUES

Rollator 2 roues

Rollator avec poignées anatomiques pour une meilleure prise en main.
Aisance du déplacement grâce aux roulettes à l'avant.
Embouts anti-dérapants à l'arrière pour une bonne stabilité à l'arrêt.

Se replie pour le rangement et le transport (largeur plié : 18 cm).

- ❖ Largeur hors tout : 60 cm
- ❖ Hauteur des poignées : 78,5 à 94,5 cm
- ❖ Hauteur du siège : 53 cm
- ❖ Profondeur : 53,5 cm
- ❖ Matière : Acier
- ❖ Couleur : Gris métal
- ❖ Diamètre du tube: 2,2 cm
- ❖ Poids : 5 kg
- ❖ Poids maxi supporté: 100 kg

Référence 030 9385



ROLLATOR 3 ROUES

Rollator 3 roues

Rollator 3 roues, équipé de poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins à câbles.
Confort et maniabilité.
Panier, plateau et sac de série.

- ❖ Largeur hors tout : 61 cm
- ❖ Hauteur des poignées : 84,5 à 94,5 cm
- ❖ Profondeur : 60 cm
- ❖ Largeur entre poignées: 37 cm
- ❖ Matière : Acier
- ❖ Couleur : Gris
- ❖ Diamètre du tube: 23 mm
- ❖ Poids : 6,9 kg
- ❖ Poids maxi supporté: 130 kg

Référence 030 9396



ROLLATOR 4 ROUES

Rollator 4 roues - pliant

Rollator ultra-léger et pliant, pour faciliter la mobilité.
Pliable comme une poussette canne.
Porte-canne de série.

- ❖ Largeur hors tout : 66 cm
- ❖ Hauteur des poignées : 79 à 91,5 cm
- ❖ Profondeur hors tout : 69 cm
- ❖ Taille du siège : 45 x 22,5 cm
- ❖ Hauteur du siège : 53 cm
- ❖ Couleur : Gris métal
- ❖ Poids : 7,6 kg
- ❖ Poids maxi dans le sac : 5 kg
- ❖ Poids maxi supporté: 120 kg

Référence 030 9382



Rollator 4 roues

Ultra léger et réglable en hauteur !
Assise réglable en hauteur de 52 à 60 cm par clips et boutons poussoirs.
Appui dorsal, assise rigide relevable et porte-canne de série.
Se replie pour le rangement et le transport : largeur pliée 24 cm.

- ❖ Largeur hors tout : 62 cm
- ❖ Hauteur des poignées : 83 à 100 cm
- ❖ Profondeur hors tout : 62 cm
- ❖ Taille du siège : 36 x 24 cm
- ❖ Hauteur du siège réglable : 52 à 60 cm
- ❖ Largeur pliée : 24 cm
- ❖ Couleur : Rouge métal et noir
- ❖ Poids : 6,4 kg
- ❖ Poids maxi dans le panier : 5 kg
- ❖ Poids maxi supporté: 120 kg

Référence 030 9381

