

Assistant muets inox



Fabrication Française

- Structure et plateau inox
- Réglable de 870 à 1200 mm
- Plateau dimensions 600 x 450 mm avec renfort
- Choix des plateaux : 4 bords tombés ou 4 bords relevés
- Choix des piètements : surélevé, en U ou en H
- Roulettes Ø 100 mm antistatiques avec ou sans frein
- Poids maximum supportable : 10 kg



Assistant muet
Piètement en U
Plateau 4 bords tombés
Roues anti-statiques dont 2 à freins
Réf. 189 0219

ASSISTANT MUET piètement en U

Références	Plateaux	Roues
189 0218	4 bords tombés	antistatiques
189 0219	4 bords tombés	antistatiques dont 2 à freins
189 0221	4 bords relevés	antistatiques
189 0222	4 bords relevés	antistatiques dont 2 à freins

Assistant muet
Piètement surélevé
Plateau 4 bords relevés
Roues anti-statiques dont 2 à freins
Réf. 189 0217



ASSISTANT MUET piètement surélevé

Références	Plateaux	Roues
189 0214	4 bords tombés	antistatiques
189 0215	4 bords tombés	antistatiques dont 2 à freins
189 0216	4 bords relevés	antistatiques
189 0217	4 bords relevés	antistatiques dont 2 à freins

Assistant muet
Hydraulique
Plateau 4 bords tombés
Roues anti-statiques dont 2 à freins
Réf. 189 0272



ASSISTANT MUET hydraulique

Références	Plateau	Roues
189 0271	4 bords tombés	antistatiques
189 0272	4 bords tombés	antistatiques dont 2 à freins
189 0273	4 bords relevés	antistatiques
189 0274	4 bords relevés	antistatiques dont 2 à freins



Assistant muet
Piètement en H
Plateau 4 bords relevés
Roues anti-statiques dont 2 à freins
Réf. 189 0225

ASSISTANT MUET piètement en H

Références	Plateaux	Roues
189 0223	4 bords tombés	antistatiques
189 0224	4 bords tombés	antistatiques dont 2 à freins
189 0220	4 bords relevés	antistatiques
189 0225	4 bords relevés	antistatiques dont 2 à freins