

SIEGE PIVOTANT DE BAIGNOIRE

Siège pivotant de baignoire

Structure en acier époxy blanc.

Siège en plastique moulé.

Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.

- ❖ Dimensions hors-tout : 72 x 54 x 52 cm
- ❖ Largeur entre accoudoirs : 49 cm
- ❖ Profondeur d'assise : 35 cm
- ❖ Hauteur du dossier : 34 cm
- ❖ Hauteur des accoudoirs : 15 cm
- ❖ Poids : 5,7 kg
- ❖ Poids maxi supporté : 130 kg

Référence 030 8963

