

Paniers de stérilisation




Fabrication Française

- Panier en fil inox
- Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches papiers
- Maille de 30 x 30 mm
- Paniers empilables
- Poignées de préhension
- Modèles normalisés NFS 90.322



Réf. 189 7301



Réf. 189 7304




Réf. 189 7306



Réf. 189 7311



Réf. 189 7300




Réf. 189 7307



Réf. 189 7308



Réf. 189 7302



Réf. 189 7305



Réf. 189 7290

SIMPLE FACE

Références	Dimensions
189 7290	600 x 150 x 150 mm
189 7301	600 x 300 x 150 mm
189 7304	600 x 300 x 150 mm grande échancrure
189 7305	600 x 300 x 150 mm panière
189 7300	600 x 300 x 300 mm
189 7306	600 x 300 x 300 mm échancré
189 7307	600 x 400 x 150 mm
189 7311	600 x 400 x 150 mm grande échancrure
189 7302	600 x 400 x 300 mm échancré
189 7308	600 x 400 x 300 mm

ETAGERE FIL

189 9762	600 x 280 mm
189 9763	600 x 385 mm



Réf. 189 7359



Réf. 189 7363