



Accessoires pour les porte-sérums



Fabrication Française



Réf. 189 1601




PLATEAU CARRE

- Inox bords relevés
- Adaptable sur fourreau Ø 30 mm
- Réglable en hauteur
- Blocage par vis
- Charge maximale 5 kg



Réf. 189 1602



PLATEAU ROND

- Inox
- Adaptable sur fourreau Ø 30 mm
- Réglable en hauteur
- Blocage par vis
- Ø 360 mm



Réf. 189 1608

POIGNEE DE DEAMBULATION
Adaptable sur fourreau Ø 30 mm



Réf. 189 1603

PANIER INOX en fil
290 x 140 x 145 mm



Réf. 189 1604

PANIER DOUBLE INOX en fil



BLOC MULTIPRISES
avec interrupteur de sécurité

Réf. 189 1600



SUPPORT POCHE A URINE

- Inox
- Coulissant Ø 30 mm

Réf. 189 1609



ALOURDISSEUR

Adaptable sur l'ensemble de nos porte-sérums
polyamide et alu (sauf éco)
Peinture résine époxy

Réf. 189 1605

TIGES à sérum



Fabrication Française



Réf. 189 1626



Réf. 189 1625



Réf. 189 1616



Réf. 189 1623



Réf. 189 1620



Réf. 189 1618

- Inox
- Ø 16 mm
- Crochets inox :
En U
En polyamide
En « corne de bélier »

CROCHETS en U

Références	Hauteur maxi
<i>2 crochets</i>	
189 1626	1000 mm
189 1627	1500 mm
<i>4 crochets</i>	
189 1625	1000 mm
189 1624	1500 mm

CROCHETS polyamide

Références	Hauteur maxi
<i>2 crochets</i>	
189 1616	1000 mm
189 1617	1500 mm
<i>4 crochets</i>	
189 1623	1000 mm
189 1622	1500 mm

CROCHETS corne de bélier

Références	Hauteur maxi
<i>2 crochets</i>	
189 1618	1000 mm
189 1619	1500 mm
<i>4 crochets</i>	
189 1620	1000 mm
189 1621	1500 mm