

BERCEAUX



Berceau piètement en demi-lune

Monture en tube cylindrique peinture époxy

Dimensions du couchage : 72 x 31,5 cm

4 roulettes à frein

Nacelle moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération

Matelas en mousse polyester, avec housse en tissu plastifié classé M1 non feu, épaisseur 6 cm

Référence 095 3504

Possibilité de proclive-déclive manuelle

Berceau piètement en X

Monture en tube cylindrique peinture époxy

Dimensions du couchage : 72 x 31,5 cm

4 roulettes à frein

Nacelle moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération

Matelas en mousse polyester, avec housse

En tissu plastifié classé M1 non feu

Référence 095 3503



Réassortiment	
Références	
095 3505	nacelle seule
095 3506	matelas seul



16 coloris de tubes disponibles

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux