

POSITIONNEURS GEL DE BLOC OPERATOIRE



PRIVILEGIEZ
LA QUALITE!

Cale têtes ronds

Références	Modèle	Dimensions
202 0001	enfant	90 x 40 x 20 mm
202 0002	ado	140 x 60 x 35 mm
202 0003	adulte	200 x 80 x 45 mm
202 0004	adulte	200 x 80 x 75 mm



Cale têtes forme fer à cheval

Références	Modèle	Dimensions
202 0011	enfant	90 x 40 x 20 mm
202 0012	ado	140 x 60 x 35 mm
202 0013	adulte	200 x 80 x 45 mm
202 0014	adulte	200 x 80 x 75 mm



Cale têtes forme fer à cheval sans fond rond

Références	Modèle	Dimensions
202 0017	enfant	90 x 40 x 20 mm
202 0018	ado	140 x 60 x 35 mm
202 0019	adulte	200 x 75 x 40 mm



Repose tête ophtalmique

Référence	Dimensions
202 0112	230 x 270 x 90 mm



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL

Appui tête de position étendue

Références	Modèle	Dimensions
202 0022	adulte	280 x 230 x 145 mm
202 0023	ado	230 x 190 x 130 mm



Appui tête

Référence	Dimensions
202 0081	190 x 190 x 60 mm



Supports de tête

Référence	Dimensions
202 0110	270 x 230 x 70 mm



Protection frontale

Référence	Dimensions
202 0021	160 x 60 x 16 mm



Positionneurs de torse

- Idéal pour la poitrine et les épaules du patient, avec des angles spécifiques pour les aisselles
- Allègement très important et très efficace des points de pression sur le thorax

	Références	Dimensions
Droit	202 0088	710/590 x 200 x 76 mm
Gauche	202 0089	710/590 x 200 x 76 mm




Protection d'épaule

Référence	Dimensions
202 0556	150 x 130 x 25 mm



Positionneur d'épaule

Référence	Dimensions
202 0101	720 x 500 x 16 mm



Protection du nerf cubital / brachial

coude et bras

Forme	Références	Dimensions
octogonale	202 0310	380 x 120 x 8 mm
rectangulaire	202 0311	460 x 210 x 8 mm



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL DE BLOC OPERATOIRE

Protection bras / coude

Références	Dimensions
202 0071	400 x 130 x 20 mm
202 0072	600 x 130 x 20 mm



Protection bras / coude, forme gouttière

Références	Dimensions
202 0073	400 x 150 x 38 mm
202 0074	600 x 150 x 38 mm
202 0075	500 x 150 x 50 mm
321 7081	500 x 150 x 60 mm
202 0076	640 x 150 x 50 mm
202 0077	520 x 150 x 55 mm



Attaches de maintien et de protection

- Rapidité de mise en place
- L'apport de gel accroît la protection
- Évite les lésions tout en maintenant fermement

	Références	Dimensions
Attache poignet	202 0201	330 x 70 x 15 mm
Attache cheville	202 0202	360 x 70 x 15 mm



Ceinture de protection et de maintien

- Stabilise et protège le patient sur la table d'opération
- Contribue à un maintien en position idéale
- Longueur réglable (longueur totale : 2900 mm)


Référence	Dimensions
202 0601	510 x 90 x 8 mm



Protection « VAC PAC »

Urologie, thoracique ou orthopédique

Référence	Dimensions
202 0701	970 x 640 x 10 mm



Châssis de Wilson

Aide au maintien du patient, colonne fléchie

Références	Dimensions
202 0210	750 x 260 x 25 mm
202 0211	750 x 260 x 10 mm



Châssis de Relton

Référence	Dimensions
202 0111	100 x 50 x 16 mm

set de 4 pièces



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL

Positionneurs gel

Matelas protecteur de table d'opération

Référence	Dimensions
202 0301	230 x 500 x 10 mm
202 0302	990 x 500 x 10 mm
202 0303	500 x 500 x 10 mm
202 1303	500 x 500 x 15 mm
202 0304	250 x 500 x 10 mm
202 1304	250 x 500 x 15 mm
202 0305	100 x 380 x 10 mm
202 0306	420 x 150 x 10 mm
202 0307	100 x 610 x 10 mm
202 0308	450 x 500 x 10 mm
202 1308	450 x 500 x 15 mm
202 1400	200 x 720 x 4 mm
202 1402	200 x 720 x 6 mm
202 0401	1930 x 860 x 10 mm
202 0403	1170 x 500 x 10 mm
202 1403	1170 x 500 x 15 mm
202 0404	1600 x 430 x 10 mm
202 1453	310 x 660 x 13 mm
202 1405	150 x 350 x 15 mm
202 1406	700 x 500 x 15 mm
202 1407	700 x 450 x 15 mm
202 1408	150 x 500 x 15 mm



Positionneur thoracique

Référence	Dimensions
202 0090	230 x 360 x 38 mm




Protection du châssis de la table

Référence	Dimensions
202 0154	200 x 140 x 13 mm



Protection de butée

Référence	Dimensions
202 0155	210 x 180 x 13 mm



À plat



Enroulée

Protection de hanche

- Avec trou
- S'utilise avec la référence 202 0155 ci-dessus
- Réduit cisaillement et pression au niveau du sacrum
- S'adapte sur la butée périnéale
- Référence : 202 0156



PRIVILEGIEZ
LA QUALITE!

Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL DE BLOC OPERATOIRE



MATELAS GEL de table d'opération

Protections de table (avec découpe)

	Références	Dimensions
petit modèle	202 0411	510 x 510 x 10 mm
petit modèle	202 1411	510 x 510 x 15 mm
grand modèle	202 0409	1170 x 500 x 10 mm
grand modèle	202 1409	1170 x 500 x 15 mm
grand modèle	202 0410	1000 x 510 x 10 mm
grand modèle	202 1410	1000 x 510 x 15 mm

Protections de table rectangulaires

Références	Dimensions
202 0412	330 x 460 x 5 mm
202 1412	330 x 460 x 10 mm
202 0413	220 x 170 x 12 mm
202 0414	600 x 600 x 25 mm
202 0415	900 x 500 x 25 mm
202 0416	750 x 250 x 20 mm
202 0417	100 x 150 x 20 mm
202 0418	160 x 80 x 6 mm
202 0423	700 x 500 x 16 mm
202 0424	1000 x 500 x 16 mm
321 7324	1600 x 500 x 13 mm

Positionneurs universels

Références	Dimensions
202 0091	170 x 80 x 45 mm
202 0092	330 x 70 x 50 mm
202 0093	330 x 130 x 60 mm
202 0094	350 x 130 x 70 mm
202 0095	250 x 130 x 50 mm
202 0096	380 x 130 x 63 mm
202 0097	500 x 130 x 70 mm



Matelas gel néo-natal

Référence	Dimensions
202 0153	610 x 310 x 13 mm




Protection de table d'opération

Référence	Dimensions
202 0555	660 x 150 x 13 mm



Protections de table de forme bosselée

Références	Dimensions
202 0061	500 x 500 x 16 mm
202 0062	1140 x 500 x 16 mm
202 0063	400 x 230 x 16 mm
202 0064	910 x 450 x 16 mm
321 7504	1600 x 450 x 16 mm



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL

Protections plates

Références	Dimensions
321 7318	300 x 300 x 13 mm
202 1100	400 x 400 x 16 mm
321 7320	450 x 400 x 10 mm
321 7314	450 x 440 x 13 mm
202 1101	460 x 400 x 16 mm
202 1102	460 x 460 x 16 mm
202 1103	500 x 460 x 16 mm
202 1104	500 x 500 x 13 mm
202 1105	500 x 150 x 19 mm
202 1106	660 x 150 x 19 mm
321 7804	550 x 520 x 10 mm



PRIVILEGIEZ
LA QUALITE!

Protection de talon

Référence	Dimensions
202 0031	200 x 110 x 70 mm

la paire



Protection talonnière préformée

Forme spécifique protectrice et adaptée au talon

Référence	Dimensions
202 0032	170 x 110 x 50 mm

la paire



Paire de talonnière avec attaches Facile et rapide à positionner

Références	Modèle	Dimensions
202 0033	mi-enveloppante	170 x 180 x 20 mm
202 0034	enveloppante	170 x 230 x 50 mm

Le modèle 202 0034 est houssé noir (avec fermeture éclair)



Protections d'étriers Excellente protection talon et mollet

Référence	Dimensions	
321 7066	370 x 240 x 10 mm	l'unité
321 7069	440/310 x 45/40 mm	la paire



Réf. 321 7066



Réf. 321 7069

Références	Dimensions
202 0904	310 x 40 x 10 mm

La paire
avec sangle et
crochet



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.

POSITIONNEURS GEL DE BLOC OPERATOIRE

Positionneurs semi cylindriques à fond plat

Références	Dimensions
202 0041	310 x 150 x 100 mm
202 0042	410 x 150 x 100 mm
202 0043	500 x 150 x 100 mm
202 0044	310 x 100 x 85 mm
202 0045	410 x 100 x 85 mm
202 0046	500 x 100 x 85 mm
202 0047	500 x 180 x 150 mm
202 0048	150 x 50 x 50 mm
202 0049	200 x 50 x 50 mm
202 0050	260 x 50 x 50 mm
321 7103	260 x 150 x 80 mm
202 0052	310 x 50 x 50 mm
202 0053	150 x 80 x 75 mm
202 0054	200 x 80 x 75 mm
202 0055	260 x 80 x 75 mm
202 0056	310 x 80 x 75 mm
321 7102	470 x 150 x 120 mm

- Forme spécifique protectrice
- Excellente stabilité due au fond plat
- Utilisés pour la cage thoracique, mais aussi horizontalement sous les genoux, chevilles, pieds...



Positionneurs de forme spécifique et à fond plat

Caractéristiques identiques aux précédents positionneurs

Références	Dimensions
202 0057	310 x 160 x 130/90 mm
202 0058	410 x 160 x 130/90 mm
202 0059	510 x 160 x 130/90 mm



Positionneur dôme

Caractéristiques identiques aux précédents positionneurs

Référence	Dimensions
202 0051	350 x 150 x 75 mm



Protections étriers


- Utilisées en gynécologie, urologie,...
- Facilite des positions variées

Références	Dimensions
202 0801	320 x 240 x 10 mm
202 0802	400 x 250 x 10 mm
202 0803	520 x 300 x 10 mm
202 0804	550 x 520 x 10 mm



Protection de traction

Référence	Dimensions
202 0902	370 x 240 x 5 mm



Gel visco-élastique souple enveloppé d'un film PU fin et extensible au toucher très agréable. Non autoclavable.