

SIEGE CHIRURGICAL

- Siège particulièrement adapté à la chirurgie
- 5 branches en inox avec roulettes doubles antistatiques
- Cercle repose-pied chromé
- Réglage de la hauteur par système d'élévation hydraulique (pompe à pied)
- Hauteur de l'assise de 53 à 72 cm
- Partie supérieure pivotante et blocable
- Dossier réglable en hauteur à 7 cm
- Sellerie confortable **antistatique** noire (épaisseur 8 cm)

3 versions

- Une avec blocage central au sol et supports de bras
- Une avec blocage central au sol, sans supports de bras
- Une sans blocage central au sol et sans supports de bras

Référence 243 0138

Référence 243 0139

Référence 243 0140



Référence 243 0138 : siège avec blocage central au sol et supports de bras

SIEGE CHIRURGICAL

- Siège particulièrement adapté à la chirurgie
- 5 branches en inox avec roulettes doubles antistatiques
- Cercle repose-pied chromé
- Réglage de la hauteur par système d'élévation hydraulique (pompe à pied)
- Hauteur de l'assise de 53 à 72 cm
- Partie supérieure pivotante et blocable
- Assise et dossier de forme anatomique et aisément réglable par levier
- Sellerie confortable **antistatique** noire

2 versions

- Une sans support de bras, sans blocage central au sol **Référence 243 0161**
- Une sans support de bras, avec blocage central au sol **Référence 243 0162**

Options

- Paire de supports de bras **Référence 243 0163**
- Sellerie pour support de bras **Référence 243 0164**



Siège toutes options