

TABOURETS 5 BRANCHES

- Assise pivotante très confortable d'épaisseur 6 cm et de diamètre 35 cm
- Hauteur variable ajustable en douceur au moyen d'un levier à main ergonomique
- Structure en acier chromé
- Au choix : sur 5 roulettes doubles ou sur 5 patins
- Version basse ou version haute

Revêtement:

- Confort d'assise exceptionnel de par son élasticité et sa souplesse unique
- Imperméable ; de plus, résiste aux moisissures
- Réaction au feu classement M2

Pour le bloc opératoire :
Revêtement d'assise
NOIR ANTISTATIQUE
exclusif en option
Réf. 243 0020



Réf. 243 0016
Dossier fixé à l'assise, réglable
en hauteur et profondeur



Réf. 243 0017
Petit dossier universel, rotation
360° autour de l'assise, peut
être monté en 3 positions.



Réf. 243 0018
Dossier fixé à l'assise
non réglable (FIXE).

Réf.	Désignation		Réglable	
			de	à
243 0001	Tabouret	sur roulettes	41 cm	54 cm
243 0003	Tabouret	sur patins	39 cm	52 cm
243 0002	Tabouret	sur roulettes	48 cm	67 cm
243 0004	Tabouret	sur patins	46 cm	65 cm
243 0016	Dossier réglable	OPTION		
243 0017	Dossier universel	OPTION		
243 0018	Dossier fixe	OPTION		

Toutes les hauteurs sont données à titre indicatif: lire "environ"

16 coloris au choix



Attention,
la représentation
numérique peut altérer
les coloris originaux

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e-mail : garapon@garapon-medical.com