

Chariots de service, linge / déchets

Série 500



Qualité allemande

- Cadre en inox poli / Tubes raccords parfaitement soudés
- Anneaux de fixation avec anneaux de détention réf. SR 400
- Convient pour les sacs textiles, filets et plastiques
- Manipulation aisée grâce aux 4 roulettes pivotantes (Ø 125 mm)
- Couleur : livré gris clair (autre coloris avec surcoût – voir ci-contre)
- Plateaux de qualité classe E1 / recouvert de mélamine / finition avec une baguette



Réf. SW 500



Réf. SW 520



Réf. SW 530

Options :

- * Couvercle, réf KDH coloris noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc ou gris
- * Sac à linge en tissu blanc avec bande horizontale de couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris, réf TW1
- * Sac à linge en tissu de couleur rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris avec 2 bandes horizontales, réf TW2

Références	SW 500	SW 520	SW 530	SW 540
Nombre de bacs	0	2	3	4
Longueur	540 mm	950 mm	1330 mm	1450 mm
Largeur	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Dimension des plateaux	560x480 mm	560x480 mm	560x480 mm	560x480 mm
Distance des compartiments	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs, Réf K



Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL
 14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
 Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
 e - mail : garapon@garapon-medical.com

ARMOIRE – CHARIOT A LINGE - série 600



Qualité allemande

Bâti INOX. Les compartiments pour linge propre sont sous forme d'armoire.

Cette armoire est composée de plateaux de qualité classe E1 recouvert d'une résine mélamine et finition avec une baguette ABS de 2 mm d'épaisseur.

Coloris livré en gris clair sauf précision de couleur sur la commande (voir les différents coloris ci-contre).

Les deux étagères sont réglables en hauteur et peuvent être retirées.

Les portes à charnière permettent une ouverture maximale et un accès facilité au linge entreposé.




Blanc

Vanille



Argent

Gris clair



Jaune pastel Jaune citron



Aubergine

Anthracite




Orange

Rouge



Erable

Acacias




Orchidée

Vert



Hêtre

Noisette



Bleu

Bleu ciel



Bleu foncé

Merisier



Merano

Cordoba



SW 620



SW 630

Références	SW 620	SW 630	SW 640
Nombre de bacs	2	3	4
Longueur	995 mm	1370 mm	1490 mm
Largeur	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Dimension intérieure armoire	Largeur x Profondeur x Hauteur : 515 x 495 x 650 mm		

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs, Réf K



SW 620 / KS 70

Armoire SW 620 avec options collecteur de déchets réf KS 70 2 couvercles réf KDH et sacs réf TW2

Options :

- * Couvercle, réf KDH coloris noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc ou gris
- * Sac à linge en tissu blanc avec bande horizontale de couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris, réf TW1
- * Sac à linge en tissu de couleur rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris avec 2 bandes horizontales, réf TW2
- * Support INOX pour boîte de gant (1, 2 ou 3 éléments) vertical ou horizontal, réf HSB 1, 2 ou 3
- * Distributeur de désinfectant, réf DMS
- * Poubelle plastique 15L avec support inox, réf KB15/E
- * Tablette rabattable (montée sur le côté du chariot), réf SPA1
- * Tablette tiroir, réf SPA2
- * Collecteur de déchets à clapet, réf KS 70

Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL
 14 avenue B. Thimonier 69300 Caluire
 Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
 e - mail : garapon@garapon-medical.com

ARMOIRE – Chariot à linge – série 700



Qualité allemande



Blanc

Vanille



Argent

Gris clair



Jaune pastel Jaune citron



Aubergine

Anthracite




Orange

Rouge



Erable

Acacias



Orchidée

Vert



Hêtre

Noisette



Bleu

Bleu ciel



Bleu foncé

Merisier



Merano

Cordoba

Caractéristiques idem page précédente avec une armoire à linge plus haute.

Bâti INOX. Les compartiments pour linge propre sont sous forme d'armoire.

Cette armoire est composée de plateaux de qualité classe E1 recouvert d'une résine mélamine et finition avec une baguette ABS de 2 mm d'épaisseur.


Coloris livré en gris clair sauf précision de couleur sur la commande (voir les différents coloris ci-contre).

Les deux étagères sont réglables en hauteur et peuvent être retirées.


Les portes à charnière permettent une ouverture maximale et un accès facilité au linge entreposé.




3 configurations du coffre au choix :



Pas de tiroir
sur SW 720
SW 730
SW 740



1 tiroir
sur SW 721
SW 731
SW 741



2 tiroirs
sur SW 722
SW 732
SW 742

Réf. SW 731 modèle 730 avec configuration
coffre : 1 tiroir

Références	SW 720	SW 730	SW 740
Nombre de bacs	2	3	4
Longueur	995 mm	1370 mm	1490 mm
Largeur	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Dimensions intérieures	Largeur x Profondeur x Hauteur : 515 x 495 x 870 mm		

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs, Réf K



Réf. SW 720 / KS 70
Modèle avec configuration coffre : pas de
tiroir et l'option collecteur à clapet, réf KS 70

Options :

- * Couverture, réf KDH coloris noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc ou gris
- * Sac à linge en tissu blanc avec bande horizontale de couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris, réf TW1
- * Sac à linge en tissu de couleur rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris avec 2 bandes horizontales, réf TW2
- * Support INOX pour boîte de gant (1, 2 ou 3 éléments) vertical ou horizontal, réf HSB 1, 2 ou 3
- * Distributeur de désinfectant, réf DMS
- * Poubelle plastique 15L avec support inox, réf KB15/E
- * Tablette rabattable (montée sur le côté du chariot), réf SPA1
- * Tablette tiroir, réf SPA2
- * Collecteur de déchets à clapet, réf KS 70

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL

Tél. : 04.78.98.95.95

Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com

Chariots de service - série 800



Qualité allemande

- Bâti en inox poli / Tubes raccords parfaitement soudés
- Plateaux de qualité classe E1 / recouvert de mélamine / finition avec une baguette
- Anneaux de fixation avec anneaux de détention réf. SR 400
- Manipulation aisée grâce aux 4 roulettes pivotantes (Ø 125 mm)

Largeur minimum : les bacs sont placés les uns derrière les autres
Couleur : livré en gris clair / autre coloris avec surcoût- voir ci-contre)




Blanc

Vanille



Argent

Gris clair



Jaune pastel Jaune citron



Aubergine

Anthracite




Orange

Rouge



Erable

Acacias



Orchidée

Vert



Hêtre

Noisette



Bleu

Bleu ciel



Bleu foncé

Merisier



Merano

Cordoba



Réf. SW 800



Réf. SW 810



Réf. SW 820

Références	SW 800	SW 810	SW 820	SW830	SW 840
Nombre de bacs	0	1	2	3	4
Longueur	630 mm	980 mm	1300 mm	1595mm	1890 mm
Largeur	490 mm	490 mm	490 mm	490mm	490 mm
Hauteur	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Format des étagères	400 x 600 mm	Distance entre les étagères			325 mm

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs, Réf K

Options :

- * Couvercle, réf KDH coloris noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc ou gris
- * Sac à linge en tissu blanc avec bande horizontale de couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris, réf TW1
- * Sac à linge en tissu de couleur rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris avec 2 bandes horizontales, réf TW2



Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com

Armoire / Chariot de service - série 900



Qualité allemande

- Armoire linge propre
- Porte à ouverture complète
- Les plateaux sont réglables en hauteur et escamotables
- Bâti en inox poli / Tubes raccords parfaitement soudés
- Plateaux de qualité classe E1 / recouvert de mélamine / finition avec une baguette
- Anneaux de fixation avec anneaux de détention réf. SR 400
- Manipulation aisée grâce aux 4 roulettes pivotantes (Ø 125 mm)



Blanc

Vanille



Argent

Gris clair



Jaune pastel Jaune citron



Aubergine

Anthracite




Orange

Rouge



Erable

Acacias




Orchidée

Vert



Hêtre

Noisette



Bleu

Bleu ciel



Bleu foncé

Merisier



Merano

Cordoba



Réf. SW 900



Réf. SW 930



Réf. SW 930

Avec options couvercles,
réf. KDH

Largeur minimum : les bacs sont placés les uns derrière les autres

Couleur : livré en gris clair / autre coloris avec surcoût- voir ci-contre)

Références	SW 900	SW 910	SW 920	SW 930	SW 940
Nombre de bacs	0	1	2	3	4
Longueur	540 mm	915 mm	1265 mm	1530mm	1825 mm
Largeur	490 mm	490 mm	490 mm	490mm	490 mm
Hauteur	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm
Format intérieur de l'armoire	350 x 490 x 650 mm (L x Px H)				

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs, Réf K

Options :

- * Couvercle, réf KDH coloris noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc ou gris
- * Sac à linge en tissu blanc avec bande horizontale de couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris, réf TW1
- * Sac à linge en tissu de couleur rouge, jaune, vert, bleu, marron ou gris avec 2 bandes horizontales, réf TW2



Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com

Armoire - Chariot de service - série 1000



Qualité allemande

Bâti INOX. Les compartiments pour linge propre sont sous forme d'armoire. Cette armoire est composée de plateaux de qualité classe E1 recouvert d'une résine mélamine et finition avec une baguette ABS de 2 mm d'épaisseur. Coloris livré en gris clair sauf précision de couleur sur la commande (voir les différents coloris ci-contre).

Les deux étagères sont réglables en hauteur et peuvent être retirées.

Les portes à charnière permettent une ouverture maximale et un accès facilité au linge entreposé.

A la place d'un tiroir fermé, ce modèle vous propose 1 espace de rangement fermé, rideau coulissant (à clé).




Blanc Vanille

Argent Gris clair


Jaune pastel Jaune citron




Aubergine Anthracite



Orange Rouge



Erable Acacias



Orchidée Vert



Hêtre Noisette



Bleu Bleu ciel



Bleu foncé Merisier



Merano Cordoba



SW 1000



SW 1000

Avec options :
Support de boîte à gant,
distributeur de désinfectant et
plateau pour distributeur



SW 1020 K : armoire / 2 bacs en version séparable



SW 1020

Armoire / 2 bacs en version **non** séparable
avec options couvercles et pédales

Références	SW 1000	SW 1020	SW 1030	SW 1040
Nombre de bacs	0	2	3	4
Longueur	640 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Largeur	605 mm	1035 mm	1385 mm	1565 mm
Hauteur	1275 mm	1275 mm	1275 mm	1275 mm

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs. Réf K

GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

Armoire - Chariot de service - série 2000



Qualité allemande

Bâti INOX. Les compartiments pour linge propre sont sous forme d'armoire.
 Cette armoire est composée de plateaux de qualité classe E1 recouvert d'une résine mélamine et finition avec une baguette ABS de 2 mm d'épaisseur.
 Coloris livré en gris clair sauf précision de couleur sur la commande (voir les différents coloris ci-contre).
 Les deux étagères sont réglables en hauteur et peuvent être retirées.

Cette version est pourvue d'un rideau coulissant sur toute la façade.



↑
 ← Réf. SW 2000



Réf. SW 2020
 Armoire / 2 bacs collecteurs
 en version **non** séparable

Références	SW 2000	SW 2020	SW 2030	SW 2040
Nombre de bacs	0	2	3	4
Longueur	635 mm	1070 mm	1385 mm	1505 mm
Largeur	650 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur	735 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm

Une variante existe en version séparable : armoire / bacs collecteurs. Réf K

-  Blanc
-  Vanille
-  Argent
-  Gris clair
-  Jaune pastel
-  Jaune citron
-  Aubergine
-  Anthracite
-  Orange
-  Rouge
-  Erable
-  Acacias
-  Orchidée
-  Vert
-  Hêtre
-  Noisette
-  Bleu
-  Bleu ciel
-  Bleu foncé
-  Merisier
-  Merano
-  Cordoba

Attention,
 la représentation numérique peut
 altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL
 14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
 Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
 e - mail : garapon@garapon-medical.com



Couvercles : coloris blanc, rouge, jaune, vert, bleu, gris, noir ou marron



OPTION Réf. KDH

Couvercle avec fixation crochet 425 x 292 mm



OPTION Réf. KDS

Couvercle avec fixation charnière 425 x 292 mm

Stables, ergonomiques, ces couvercles se nettoient et se désinfectent aisément.



OPTION Réf. TVD

Pédale d'ouverture du couvercle réf KDS



Réf. SR 400

Anneau de maintien (caoutchouc) des sacs



OPTION Réf. KBW

Socle en plastique blanc
(à poser sous les sacs à linge)

GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com



Les sacs à linge sont en polyester d'excellente qualité.

La fibre de polyester utilisée dans la composition du sac permet un lavage à haute température (100°C) et offre une grande longévité. La teinture spéciale fixée à la vapeur empêche les couleurs de déteindre et le tissu de rétrécir – 220g/m².

Le système de fermeture des sacs est cousu sur tous les sacs. →



Système de fermeture (cousu) des sacs à linge




Sacs en tissu blanc, réf. TW 1

- FORMAT : 575 X 1000 mm
- Tissu : 100% polyester
- Contenance : environ 12 Kg de linge
- Couleur de base : blanc
- 2 bandes de couleur horizontales
- Couleurs au choix : rouge, jaune, vert, bleu, marron, gris et sans rayures



Sacs en tissu de couleur, réf. TW 2

- FORMAT : 575 X 1000 mm
- Tissu : 100% polyester
- Contenance : environ 12 Kg de linge
- Couleur : au choix rouge, jaune, vert, bleu, marron, gris
- 2 bandes de couleur horizontales



Option : il est possible d'ajouter une bande supplémentaire avec inscription personnalisée - tarif sur demande

Les filets à linge en polyester peuvent être bouillis et la couleur est garantie grand teint.

Dimensions	Couleurs disponibles	Références
400 x 600 mm	blanc	N 46
400 x 600 mm	rouge, jaune, vert, bleu, marron	NF 46
500 x 700 mm	blanc	N 57
500 x 700 mm	rouge, jaune, vert, bleu, marron	NF 57
600 x 900 mm	blanc	N 69
600 x 900 mm	rouge, jaune, vert, bleu, marron	NF 69
800 x 1000 mm	blanc	N 810
800 x 1000 mm	rouge, jaune, vert, bleu, marron	NF 810



Système d'attache pour filets à linge

Couleur : blanc
Référence : **DIBE**

Le système peut être réalisé avec un numéro ou des chiffres imprimés sur le bouton
Référence : DIBE/N



GARAPON MEDICAL
14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com