

Manchettes à pression 3000/5000 mL

Manchettes à pression pour irrigation au bloc opératoire.

Réutilisables

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

2 versions

- Forme de poche avec fermeture éclair (1)
- Forme de poche avec crochet (2)

Manomètre

- pression éprouvée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide
- avec valve d'échappement pour le contrôle de la pression

Réutilisable

- la poche interne et l'enveloppe en tissu peuvent être remplacées



| Version | avec Luer Lock femelle | avec poire pour pompage manuel et manomètre de précision | avec pompe à main et manomètre de précision |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| Forme de poche avec fermeture éclair | 041 3317 | 041 3318 | 041 3319 |
| Forme de poche avec crochet | 041 3320 | 041 3322 | 041 3324 |