

MANCHETTES A PRESSION

à usage unique

- Contrôle préventif de l'infection



Poire de gonflage

- un volume important permet un gonflage rapide
- ergonomique et sans latex

Robinet 3 voies

pour le contrôle de la pression et le dégonflage rapide



Attache crochet

fixation facile de la plupart des modèles de poches

Filet translucide

vue claire sur la poche de fluide et le niveau de liquide

Versions / caractéristiques



A
Indicateur de pression
Plages de pression
avec code couleur

B
Poire de gonflage
et robinet d'arrêt

C
Luer Lock
connexion
uniquement

Design de la manchette avec attache crochet (500 ml et 1000 ml) et crochet (3000 ml)

Références			
Versions :	500 mL	1000 mL	3000 mL
avec poire pour pompage manuel et robinet 3 voies et indicateur de pression	041 8309	041 8310	041 8324
avec poire pour pompage manuel et robinet 3 voies	041 8311	041 8312	-
avec Luer Lock femelle	041 8320	041 8323	041 8325

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e-mail : garapon@garapon-medical.com