

# Guéridons de soins compact 2 plateaux



Fabrication Française

- Guéridon structure résine composite couleur et tube Ø 30 mm inox
- Plateaux dessus lisse résine composite avec ou sans poignée de guidage (en standard à gauche)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs

## 2 PLATEAUX coloris au choix

Références	Dimensions
215	450 x 450 mm
220	650 x 450 mm
230	750 x 550 mm




Guéridon réf. 220 avec options :  
2 galeries longueur, réf. G16,  
4 galeries largeur, réf. G26  
poubelle réf. 50640



Guéridon réf. 220




Guéridon réf. 220 avec option 2 tiroirs, réf. 40600



**Attention,  
la représentation  
numérique peut altérer  
les coloris originaux**

Accessoires et options  
p 16 à 19

# Guéridons de soins compact 3 plateaux



Fabrication Française

- Guéridon structure résine composite et tube Ø 30 mm inox
- Plateaux dessus lisse résine composite avec ou sans poignée de guidage (en standard à gauche)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 320 avec options :  
Poignée de guidage, réf. P  
2 tiroirs, réf. 40600  
1 galeries longueur, réf. G16,  
2 galeries largeur, réf. G26

#### OPTIONS spécifiques à ces guéridons :

- Poignée de guidage, réf. P
  - Tiroir hauteur 10 cm
- Réf. 40400 (guéridon 450 x 450)  
Réf. 40600 (guéridon 650 x 450)  
Réf. 50750 (guéridon 750 x 550)

Guéridon réf. 320 avec options :  
3 galeries longueur, réf. G16,  
6 galeries largeur, réf. G26 et  
poubelle inox réf. 5125

### 3 PLATEAUX coloris au choix


Références	Dimensions
315	450 x 450 mm
320	650 x 450 mm
330	750 x 550 mm



Guéridon réf. 320 avec options :  
3 galeries longueur, réf. G16,  
6 galeries largeur, réf. G26 et  
support sac double réf. 4402

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins ovoïdes 2 plateaux



Fabrication Française


- Guéridon plateaux résine composite couleur, structure tube ovale acier époxy
- Plateaux dessus lisse résine composite avec ou sans poignée de guidage (en standard à gauche)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 240 sans option



Guéridon réf. 240 sans option



Guéridon réf. 240 avec options :  
1 galerie longueur, réf. G16,  
2 galerie largeur, réf. G26 et  
1 tiroir, réf. 40700

**OPTIONS**  
**spécifiques à ces guéridons :**

- Poignée de guidage, réf. P
- Tiroir hauteur 80 cm

Réf. 40700 (guéridon 650 x 450)  
Réf. 50700 (guéridon 750 x 550)

## 2 PLATEAUX coloris au choix

Références	Dimensions
240	650 x 450 mm
250	750 x 550 mm



**Attention,**  
**la représentation numérique peut altérer les coloris originaux**

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins ovoïdes 3 plateaux



Fabrication Française

- Guéridon plateaux résine composite couleur, structure tube ovale acier époxy
- Plateaux dessus lisse résine composite avec ou sans poignée de guidage (en standard à gauche)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 340 avec option 1 tiroir, réf. 40700



Guéridon réf. 340




Guéridon réf. 340 avec options :  
Roues standard dont 2 à freins, , réf. F  
1 support sac pivotant, réf. 440

3 couleurs des montants  
à préciser à la commande



3 PLATEAUX coloris au choix

Références	Dimensions
340	650 x 450 mm
350	750 x 550 mm



Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords tombés 2 plateaux



Fabrication Française


- Entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux bords tombés insonorisés (bords lisses)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 265 avec options :  
2 galeries longueur, réf. G16 et 2 galeries largeur, réf. G26



Guéridon réf. 265



Guéridon réf. 245

Guéridon réf. 265 avec options :  
Roues standard dont 2 à freins, réf. F, 2 tiroirs, réf.  
20570 et 2 galeries longueur, réf. G16 et 2 galeries  
largeur, réf. G26

## 2 PLATEAUX bords tombés

Références	Dimensions
245	400 x 400 mm
265	600 x 400 mm
275	750 x 500 mm
295	900 x 600 mm

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords relevés 2 plateaux



Fabrication Française

- Entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux bords relevés insonorisés
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs




Guéridon réf. 266



Guéridon réf. 266 avec options :  
2 tiroirs, réf. 20260 et 2 galeries longueur, réf. G16  
et 2 galeries largeur, réf. G26



Guéridon réf. 266  
avec options :  
1 tiroir, réf. 20200 et  
roues standard dont 2  
à freins, réf. F



## 2 PLATEAUX bords relevés

Références	Dimensions
246	400 x 400 mm
266	600 x 400 mm
276	750 x 500 mm
296	900 x 600 mm



Guéridon réf. 266 avec option poubelle réf. 50640

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords tombés 3 plateaux



Fabrication Française

- Entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux bords tombés 36 mm insonorisés (bords lisses)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs




Guéridon réf. 365 avec options :  
3 galeries longueur, réf. G16 et 4 galeries largeur, réf. G26

Guéridon réf. 365 avec options :  
2 tiroirs, réf. 20260 et 2 galeries longueur, réf. G16  
et 4 galeries largeur, réf. G26



Guéridon réf. 365 avec options :  
2 galeries longueur, réf. G16,  
4 galeries largeur, réf. G26  
2 tiroirs réf. 20260 et  
une tablette réf. 5610




## 3 PLATEAUX bords tombés

Références	Dimensions
345	400 x 400 mm
365	600 x 400 mm
375	750 x 500 mm
395	900 x 600 mm

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords relevés 3 plateaux



Fabrication Française

- Entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux bords tombés 36 mm insonorisés (bords lisses)
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 346



Guéridon réf. 366 avec option tiroir inox 540 x 360 x 80 mm, réf. 20570

## 3 PLATEAUX bords relevés


Références	Dimensions
346	400 x 400 mm
366	600 x 400 mm
376	750 x 500 mm
396	900 x 600 mm



Guéridon réf. 366 avec options : 3 galeries longueur, réf. G16 et 4 galeries largeur, réf. G26

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords tombés sans poignée de poussée



Fabrication Française

- Entièrement soudé sous argon
- Inox
- Bâti tube poli brillant Ø 25
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs




Réf. 25

### Options :

- Réf. ROUES  
 F standard dont 2 à freins  
 A anti-statiques  
 AF anti-statiques dont 2 à freins

Guéridon réf. 25 AF avec option roues anti-statiques dont 2 à freins, réf AF et 2 galeries longueur (1 sur chaque plateau), réf. G16, 4 galeries largeur (2 par plateau), réf. G26



Références	4 bords tombés		4 bords relevés	
	60 x 40	75 x 50	60 x 40	75 x 50
2 plateaux	25	35	26	36
3 plateaux	253	353	263	363

Guéridon réf. 253 avec option roues standard dont 2 à freins, réf F et 1 tiroir inox, réf. 20570, 1 galerie longueur, réf. G16 et 2 galeries largeur, réf. G26

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX bords relevés sans poignée de poussée




Fabrication Française

- Entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux bords relevés 10 mm insonorisés
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 263 avec option roues standard dont 2 à freins, réf F et 2 tiroirs inox, réf. 20260



Guéridon réf. 26 avec option roues standard dont 2 à freins, réf F et 2 tiroirs inox, réf. 20570



Guéridon réf. 26 avec options : 2 galeries longueur, réf. G16 et 4 galeries largeur, réf. G26 et porte-documents adaptable sur les poignées, réf. 5128

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX couleur 2 plateaux sans poignée de poussée



Fabrication Française

- Entièrement soudé sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux résine composite réversible
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 55 avec options : 1 galerie longueur, réf. G16, 2 galeries largeur, réf. G26, 1 tiroir, réf. 20205 et 1 tiroir, réf. 20575




Guéridon réf. 55 avec options : 2 galeries longueur, réf. G16 et 4 galeries largeur, réf. G26

## 2 PLATEAUX INOX Couleur

Références	Dimensions
34	400 x 400 mm
55	600 x 400 mm
74	750 x 500 mm



Guéridon réf. 34



**Attention,  
la représentation numérique peut  
altérer les coloris originaux**



Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins INOX couleur 3 plateaux sans poignée de poussée



Fabrication Française


- Entièrement soudé sous argon
- Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux résine composite réversible
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 553 avec options : 3 galeries longueur, réf. G16, 6 galeries largeur, réf. G26, 1 tiroir, réf. 20265



Guéridon réf. 553 avec options : 1 galerie longueur, réf. G16, 2 galeries largeur, réf. G26, 1 tiroir, réf. 20575



Réf. 553

## 3 PLATEAUX INOX Couleur

Références	Dimensions
343	400 x 400 mm
553	600 x 400 mm
743	750 x 500 mm



**Attention,  
la représentation numérique peut  
altérer les coloris originaux**

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins couleur 2 plateaux avec poignée de poussée



Fabrication Française

- Entièrement soudés sous argon
- Entièrement Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux résine composite
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 210 avec options :  
1 tiroir, réf. 20205 et 2 galeries longueur,  
réf. G16, 2 galeries largeur, réf. G26




Guéridon réf. 210 sans option



Guéridon réf. 210 avec options :  
2 tiroirs, réf. 20265



Guéridon réf. 205 avec options :  
2 galeries longueur, réf. G14 et  
2 galeries largeur, réf. G24




Références	Dimensions
205	400 x 400 mm
210	600 x 400 mm
211	750 x 500 mm
221	900 x 600 mm

**Attention,  
la représentation numérique peut  
altérer les coloris originaux**

Accessoires et options p 16 à 19

# Guéridons de soins couleur 3 plateaux avec poignée de poussée



Fabrication Française


- Entièrement soudés sous argon
- Entièrement Inox
- Bâti cintré poli brillant Ø 25
- Plateaux résine composite
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs



Guéridon réf. 310 avec options :  
2 tiroirs, réf. 20265 et 1 galerie longueur, réf. G16



Guéridon réf. 310 avec options :  
3 galeries longueur, réf. G16, 4 galeries largeur,  
réf. G26



Guéridon réf. 310  
avec option 1 tiroir, réf. 20575

**Attention,  
la représentation  
numérique peut altérer  
les coloris originaux**



Références	Dimensions
305	400 x 400 mm
310	600 x 400 mm
311	750 x 500 mm
321	900 x 600 mm

Accessoires et options p 16 à 19

# Chariots de service



Fabrication Française

- Plateau plastique injecté renforcé
- Montants aluminium
- Plateaux plastiques 3 bords relevés
- Charge totale maximale 120 kg répartie sur l'ensemble
- Poignées de poussée ergonomique incluses
- Roues Ø 100 mm dont 2 à freins



Réf. 312: 2 plateaux




Réf. 313 : 3 plateaux



Références	Dimensions
312	790 x 480 x 950 mm
313	790 x 480 x 1000 mm
433	1100 x 520 x 1020 mm



Réf. 433: 3 plateaux



**Exemple d'une même configuration sur différents types de guéridons (2 ou 3 plateaux, avec ou sans poignées).**


**GUÉRIDONS COMPACT**



**GUÉRIDONS COMPACT avec poignées**



**GUÉRIDONS INOX**






**GUÉRIDONS INOX avec poignées**






## Tiroirs et séparateurs

### Tiroirs pour guéridons inox et inox/couleur



				
Dimensions	<b>600 x 400 mm</b>	<b>600 x 400 mm</b>	<b>600 x 400 mm</b>	<b>400 x 400 mm</b>
Référence	20260 (inox)	2x20260 (inox)	20200 (inox)	20340 (inox)
Référence	20265 (couleur)	2x20265 (couleur)	20205 (couleur)	20345 (couleur)
Dimensions	<b>750 x 500 mm</b>	<b>750 x 500 mm</b>	<b>750 x 500 mm</b>	<b>600 x 400 mm</b>
Référence	30320 (inox)	2x30320 (inox)	30200 (inox)	20570 (inox)
Référence	30325 (couleur)	2x30325 (couleur)	30695 (couleur)	20575 (couleur)
				
				<b>750 x 500 mm</b>
				30690 (inox)
				30575 (couleur)

### Tiroirs pour guéridons compact et ovoïdes

				12 cases en résine composite réglables et modifiable à volonté. Disponible pour tiroir inox et inox couleur
Dimensions	<b>450 x 450 mm</b>		<b>SEPARATEUR</b>	
Référence	40400 (compact)		Référence	Dimensions tiroir
Dimensions	<b>650 x 450 mm</b>	<b>650 x 450 mm</b>	S600	600 x 400 mm H80
Référence	40600 (compact)	2x40600 (compact)	S601	750 x 500 mm H80
Référence	40700 (ovoïde)	2x40700 (ovoïde)	S6002	600 x 400 mm H180
Dimensions	<b>750 x 500 mm</b>	<b>750 x 500 mm</b>	S6012	750 x 500 mm H180
Référence	50750 (compact)	2x50750 (compact)	S603	650 x 500 mm H180
Référence	50700 (ovoïde)	2x50700 (ovoïde)	S604	750 x 550 mm H180
				

## Supports sacs poubelles

### Supports sacs poubelles




# Accessoires et options



Fabrication Française

 <p>Support container à aiguilles réglable 150 x 150 x H200 mm Réf. 3950</p>	 <p>Panier fil inox 280 x 130 x H140 mm Réf. 5127</p>	 <p>Support boîte à gants fil inox 260 x 80 x H30 mm avec étou Ø25 ou 30 mm Réf. 50540GUE</p>
---	--	--

 <p>Tablette pour guéridon inox Réf. 5610 (600 x 400 mm) Réf. 5611 (750 x 500 mm)</p>	 <p>Tablette pour guéridon compact Réf. 5612 (650 x 450 mm) Réf. 5613 (750 x 550 mm)</p> <p>inox résine Réf. 5610R (600 x 400 mm) Réf. 5611R (750 x 500 mm)</p> <p>ovoïde Réf. 5608 (650 x 450 mm) Réf. 5609 (750 x 550 mm)</p>
--	---

 <p>Guide porte flacon amovible Réf. 970C Réf. 972C</p> <p>600 x 400 mm 750 x 500 mm</p>	 <p>Support antiseptique Réf. 5005</p>	 <p>Porte documents A4 575 x 250 mm Réf. 5128</p>
--	--	---

## Réhausse et accessoires en option

 <p>Réhausse inox avec rails adaptable sur guéridon inox ou résine (sans accessoire) Réf. 8500</p>	 <p>Tiroirs basculants 6 tiroirs Réf. 9720</p>	 <p>Panier avec étou 280 x 130 x H140 mm Réf. 449</p>
---	---	--

 <p>Tablette 615 x 140 mm avec étou Réf. 450</p>	 <p>Tiroirs basculants 11 tiroirs Réf. 9730</p>	 <p>Bacs à bec Réf. 9741 - 1 Litre Réf. 9742 - 1,5 Litres Réf. 9743 - 3 Litres</p>	 <p>Support bac à bec Réf. 9740 - Simple Réf. 9741 - Double</p>
---	--	---	---