

TABOURETS 5 BRANCHES ALU



Fabrication Française

Piètement 5 branches en aluminium coulé, haute résistance, finition peinture époxy noire, empattement Ø 50 cm, disponible sur patins ou roulettes, assise pivotante.
Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur (sur patins) :

- de 38 à 54 cm par système mécanique breveté,
- de 42 à 52 cm par système pneumatique (en option), **très souvent choisi.**

Pour les tabourets à roulettes, ajouter 2 cm aux hauteurs mini et maxi.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation	
120 8002	Tabouret avec assise 4 cm	Patins
120 8004	Tabouret avec assise 6 cm	Patins
120 8009	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Patins
120 8010	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Patins
120 8032	Tabouret avec assise 4 cm	Roulettes
120 8034	Tabouret avec assise 6 cm	Roulettes
120 8039	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Roulettes
120 8040	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Roulettes

Réf.	Option
120 0600	Vérin pneumatique (rajouter la référence 120 0600 à la référence de tabouret choisie)



Réf. 120 8032
Assise 4 cm
Existe sur patins



Réf. 120 8034
Assise 6 cm
Existe sur patins



Réf. 120 8040
Existe sur patins



Réf. 120 8039
Existe sur patins

Catalogue de tous les modèles de tabourets sur demande

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine

Framboise

Lilas

Brume

Gazon

Ciel

Iris

Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com