

TABOURETS 5 BRANCHES FONTE AVEC REPOSE PIED DEMI LUNE REGLABLE



Fabrication Française

Piètement 5 branches fonte d'aluminium polie, empattement Ø 52 cm, disponible sur patins ou roulettes, assise pivotante, repose-pieds en acier chromé réglable avec volant de serrage.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur (sur patins) :

- De 46 à 80 cm par système mécanique,
- De 47 à 64 cm par système pneumatique (en option), **très souvent choisi.**

Pour les tabourets à roulettes, ajouter 2 cm aux hauteurs mini et maxi.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation	
120 2050	Tabouret avec assise 4 cm	Patins
120 2051	Tabouret avec assise 6 cm	Patins
120 2055	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Patins
120 2056	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Patins
120 2061	Tabouret avec assise 4 cm	Roulettes
120 2062	Tabouret avec assise 6 cm	Roulettes
120 2066	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Roulettes
120 2067	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Roulettes

Réf.	Option
120 0600	Vérin pneumatique (rajouter la référence 120 0600 à la référence de tabouret choisie)



Réf. 120 2050
Assise PVC 4 cm
Existe sur roulettes



Réf. 120 2055
Assise PVC 4 cm
Existe sur roulettes



Réf. 120 2051
Assise PVC 6 cm
Existe sur roulettes



Réf. 120 2056
Assise PVC 6 cm
Existe sur roulettes

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine

Framboise

Lilas

Brume

Gazon

Ciel

Iris

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com

13