

TABOURETS 5 BRANCHES PLATES A COMMANDE AU PIED PAR CERCLE



Fabrication Française

Commande au pied par cercle : déclenchement au pied par un cercle en acier chromé manœuvrable à 360°. Laisse les mains libres et stériles.

Piètement 5 branches en acier chromé, empattement Ø 52 cm, disponible sur patins ou roulettes, assise pivotante.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur (sur patins) : de 51 à 70 cm par système pneumatique.

Pour les tabourets à roulettes, ajouter 2 cm aux hauteurs mini et maxi.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)



Réf. 120 2261
Assise 4 cm
Existe sur patins

Réf.	Désignation :	
120 2250	Tabouret avec assise 4 cm	Patins
120 2251	Tabouret avec assise 6 cm	Patins
120 2255	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Patins
120 2256	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Patins
120 2261	Tabouret avec assise 4 cm	Roulettes
120 2262	Tabouret avec assise 6 cm	Roulettes
120 2266	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe	Roulettes
120 2267	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe	Roulettes



Réf. 120 2267
Assise 6 cm
Existe sur patins



Réf. 120 2266
Assise 4 cm
Existe sur patins



Réf. 120 2262
Assise 6 cm
Existe sur patins

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

Clémentine

Framboise

Lilas

Brume

Gazon

Ciel

Iris

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com