

TABOURET ASSIS DEBOUT (SURELEVES)



Fabrication Française

Tabouret surélevé pour une utilisation assis debout.

Piètement sur socle de diamètre 35 cm acier chromé, jonc élastomère noir anti-dérapant, anti-bruit, anti-trace, assise pivotante.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page) pour les assises 4 et 6 cm

Réglage en hauteur : de 50 à 79 cm par système mécanique

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation
120 9150	Tabouret avec assise 4 cm
120 9151	Tabouret avec assise 6 cm
120 9152	Tabouret avec assise assis debout coloris de l'assise: noir uniquement



Réf. 120 9150
Assise 4 cm



Réf. 120 9151
Assise 6 cm



Réf. 120 9152
Assise Debout
uniquement noire



Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine



Framboise



Lilas



Brume



Gazon



Ciel



Iris

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com