


CHARIOT D'URGENCE INOX



Fabrication Française

- Ensemble en inox
- Roues de diamètre 125 mm ABS dont 2 à frein
- Batterie de 5 tiroirs INOX montés sur glissière à bille (SORTIE TOTALE)
- Hauteur sol / coffre : 880 mm
- Hauteur sol / poignée : 990 mm

Modèles bas :

Références	Dimensions
189 2000	600 x 400 mm
189 2002	750 x 500 mm



Référence 189 2000 configuration n°1, avec option galerie longueur réf. 189 2083

Options présentées :

- * Rehausse, réf. 189 7200
- * Tablette, réf. 189 7201
- * Panier, réf. 189 7202
- * Support container, réf. 189 7203
- * Poubelle inox en fil 30L, réf. 189 7204



Modèles haut (avec réhausse) options :


Références	Désignation
189 7200	réhausse inox avec 2 rails
189 7201	tablette 615 x 140 mm INOX
189 7202	panier grillagé 260 x 160 x 130 mm
189 7203	support container réglable avec auto-agrippant 1M
189 7351	pack de 6 tiroirs basculants transparents
189 7350	pack de 5 tiroirs basculants transparents
189 7352	pack de 11 tiroirs basculants transparents

Accessoires et options pages 17 à 19, 60 et 61

Pour choisir une configuration tiroir, rajouter le chiffre ci-dessous après la référence du chariot




Conf. N°1




Conf. N°4



Conf. N°2




Conf. N°5



Conf. N°3

Dimensions façade : grand tiroir 180 mm, petit tiroir 100 mm

CHARIOT D'URGENCE « RESINE »



Fabrication Française

- Structure inox
- Coffre en résine de couleur
- Roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein
- Batterie de 5 tiroirs montés sur glissières à bille (sortie totale)
- Hauteur sol / coffre : 880 mm
- Hauteur sol / poignée : 990 mm



Chariot réf. 189 2064.
coloris 2 aigue marine

Références	Dimensions
189 2064	600 x 400 mm
189 2065	750 x 500 mm

Pour les options, voir page précédente ou au dos



**Attention,
la représentation
numérique peut altérer
les coloris originaux**



Plaque de massage cardiaque
Réf 189 2062



Tablette escamotable
Réf 189 2095




Support monitoring
Réf 189 2063



Support obus
Réf 189 2071

Idem chariot ci-dessus avec
réhausse, réf. 189 7200
2 paniers, réf. 189 7202
Pack tiroirs, réf. 189 7352

Chariots d'anesthésie et d'urgence INOX



Fabrication Française

- Ensemble en inox
- Roues de diamètre 125 mm ABS dont 2 à frein
- Batterie de tiroirs INOX montés sur glissière à bille (SORTIE TOTALE)
- Hauteur / 980 mm

Dimensions	Références	
	Chariot entièrement avec tiroirs	Chariots avec niche et 4 tiroirs
600 x 400 mm	189 2050	189 2052
750 x 500 mm	189 2051	189 2053

Réf. 189 2050

Chariot d'urgence 600 x 400 mm avec une batterie de 7 tiroirs
Sans option




Glissière à bille sortie totale



Réf. 189 2052

Chariot d'anesthésie 600 x 400 mm avec 4 tiroirs et niche de rangement plus options support obus, réf. 189 2071 et porte-sérum

EXEMPLES DE COMPOSITION



D'autres configurations disponibles sur demande

Accessoires et options pages 60 à 61

Chariots d'anesthésie et d'urgence "RESINE"



Fabrication Française

- Structure inox
- Coffre en résine de couleur
- Roues de diamètre 125 mm dont 2 à frein
- Batterie de 5 tiroirs montés sur glissières à bille (sortie totale)



Réf. 189 2311

Chariot 750 x 500 mm avec :
 - plateau bas et 4 tiroirs longueur
 - coloris bleu outremer n°3



Réf. 189 2326

Chariot 600 x 400 mm avec :
 - 4 petits tiroirs et 1 grand tiroir
 - plateau bas et galeries
 - coloris jaune melon n°4
 - option tablette latérale escamotable



Glissière à bille sortie totale

D'autres configurations disponibles sur demande

Attention,
 la représentation numérique peut altérer les coloris originaux




Réf. 189 2333

Chariot 600 x 400 mm avec :
 - 8 tiroirs
 - coloris bleu outremer n°3
 - option tablette latérale escamotable

Dimensions	Référence chariot avec batterie de		
	4 tiroirs	5 tiroirs	8 tiroirs
600 x 400 mm	189 2310	189 2326	189 2333
750 x 500 mm	189 2311	189 2327	189 2334

Accessoires et options



Fabrication Française

FERMETURE CENTRALISEE PAR PLOMB OU CADENAS



Réf. 189 2081

TABLETTE ESCAMOTABLE



Réf. 189 2095

Tablette escamotable

Références	Dimensions
189 2095	600 x 400 mm
189 2114	750 x 500 mm

PLAQUE MASSAGE CARDIAQUE



Réf. 189 2062

ETAUX SUR CHARIOT pour tige à sérum



Réf. 189 1874

FERMETURE CENTRALISEE PAR PLAQUE DE MASSAGE CARDIAQUE



Réf. 189 2057

SUPPORT MONITORING



Réf. 189 2063

SUPPORT OBUS



Réf. 189 2071

REHAUSSES POUR CHARIOT D'URGENCE (sans accessoires)



Réhausse inox, réf. 189 7200
Présentée ici avec un bloc de 11 tiroirs basculants, réf. 189 7352 et 2 paniers fil 29 x 14 x 14 cm, réf. 189 7202



Réhausse inox, réf. 189 7200
Présentée ici avec tablette 615 x 140 mm, réf. 189 7201, un panier fil 29 x 14 x 14 cm, réf. 189 7202 et un support container à aiguilles, réf. 189 7203

ACCESSOIRES POUR REHAUSSES

Bloc de 6 tiroirs basculants plastique



Réf. 189 7351

Bloc de 11 tiroirs basculants plastique



Réf. 189 7352

Panier inox 290 x 140 x 145 mm



Réf. 189 7202

Support container à aiguilles réglable (sans container)

Tablette inox 615 x 140 mm



Réf. 189 7201



Réf. 189 7203

Chariots d'intervention et procédure d'urgence



Fabrication Française

- Chariot en structure acier époxy montant aluminium et plateau postformé ABS
- Différentes configurations de tiroirs selon modèles
- Hauteurs différentes suivant la configuration
- Roues Ø 125 mm ABS dont 2 à freins et roue directionnelle
- Fermeture centralisée et tablette escamotable en standard
- Dimensions 690 x 518 mm



CHARIOT D'INTERVENTION


Références	Hauteur
189 2728	848 mm
189 2731	927 mm
189 2734	1006 mm
189 2737	1085 mm



Réf. 189 2737 Hauteur 1085 mm 1 tiroir de 76 mm 3 tiroirs de 155 mm 1 tiroir de 234 mm	Réf. 189 2734 Hauteur 1006 mm 2 tiroirs de 76 mm 2 tiroirs de 155 mm 1 tiroir de 234 mm	Réf. 189 2731 Hauteur 927 mm 1 tiroir de 76 mm 2 tiroirs de 155 mm 1 tiroir de 234 mm	Réf. 189 2728 Hauteur 848 mm 2 tiroirs de 76 mm 1 tiroir de 155 mm 1 tiroir de 234 mm
--	---	---	---

Coloris des baguettes latérales au choix (sans supplément)
GRIS, ROUGE, JAUNE ou BLEU

Accessoires en option page 64



Fermeture centralisée en standard
A clé ou à scellé



DIMENSIONS TIROIRS			
	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
A	569 mm	398 mm	75 mm
B	569 mm	398 mm	155 mm
C	569 mm	398 mm	234 mm



Tablette escamotable en standard

Baguette latérale couleur
au choix à préciser à la
commande



BLEU



JAUNE



ROUGE



GRIS

Accessoires en option page 64

Accessoires et options

pour chariots d'intervention page 62



Fabrication Française

Porte-documents suspendus
Réf. 189 2800



Support défibrilateur
Réf. 189 2801



Porte-dossier
Réf. 189 2802



Support boîte à gants avec rail
Réf. 189 2803



Crochets multifonctions
Réf. 189 2804



Poignée de préhension avec son rail
Réf. 189 2805



Tige à sérum 2 crochets
Réf. 189 2806



Panier multi-stockage 33 x 13 x 18 cm
Réf. 189 2807



Support bouteille
Réf. 189 2808



Support obus O² avec un rail
Réf. 189 2809



Support avec container et son rail
Réf. 189 2810



Poubelle plastique ouverte 40 litres
Réf. 189 2811



Poubelle à couvercle
Réf. 189 2812



Assistant muet – Table haricot



Fabrication Française

Assistant muet hydraulique



Réf. 189 0272

- Structure et plateau inox
- Réglable de 870 à 1200 mm
- Dimensions de plateaux : 600 x 450 mm

Références	Plateau	Roues
189 0271	bords tombés	Roues diamètre 100 mm antistatiques
189 0272	bords tombés	idem dont 2 à freins
189 0273	bords relevés	Roues 100 mm antistatiques
189 0274	bords relevés	idem dont 2 à freins

Table à instrument HARICOT

- Structure inox
- Plateau en résine (8 mm) de couleur (au choix)
- Roues de diamètre 100 mm
- Hauteur : 900 mm


Dimensions	Références	
	2 plateaux	1 plateau
1000 x 600	189 0290	189 0291
1200 x 600	189 0292	189 0293



Réf. 189 0292
avec option 189 8383



Réf. 189 0293



Attention,
la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

OPTIONS

Références

189 0860	roues standard dont 2 à freins
189 8383	roues anti-statiques
189 0861	roues anti-statiques dont 2 à freins



Chariots de stockage modulaire « OUVERTS »



Fabrication Française

- Structure et plateaux assemblés
- Inox
- Plateau résine compacte couleur
- Tube Ø 30 poli brillant
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs dont 2 à freins
- Hauteurs différentes
- Bac tiroir ABS très résistant, dimensions : 600 x 400 mm
- Configuration à déterminer
- De nombreuses possibilités



Modèle à sortie latérale
Hauteur 1010 mm
6 tiroirs
Référence 2500 L




Modèle à sortie frontale
Hauteur 1010 mm
6 tiroirs
Référence 2500

CHARIOT INOX


BAC / TIROIR (GRIS)

Modèle 2100 avec 2 bacs/
tiroirs réf. 2410 et 2 bacs/
tiroirs réf. 2420


Coloris au choix page 67
Accessoires et options
pages 16 à 19



= 2 unités **REF 2420**
600 x 400 x 200 mm



= 1 unités **REF 2410**
600 x 400 x 100 mm



= 0,5 unités **REF 2405**
600 x 400 x 50 mm

Références	Nombre d'unités	Hauteur
2100	6	1010 mm
2135	9	1350 mm
2175	12	1780 mm

Chariots de stockage modulaire époxy / résine



Fabrication Française

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox
- Bâti électro-zingué revêtu d'une peinture époxy beige
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs dont 2 à freins
- Différentes hauteurs
- Configuration à déterminer
- De nombreuses possibilités




Modèle 12 unités
Hauteur 1010 mm
Dos ouvert
Référence P 2304 avec 6 tiroirs 20 cm, réf. 2420




Modèle 6 unités
Hauteur 1010 mm
Dos fermé
Référence P 2200 avec 2 tiroirs 10 cm, réf. 2410 et 2 tiroirs 20 cm, réf. 2420

Hauteur	Nombre d'unités	Références
DOS FERME		
1010 mm	6	P 2200
1350 mm	9	P 2235
1780 mm	12	P 2275
DOS OUVERT (2 faces ouvertes)		
1010 mm	12	P 2304
1350 mm	24	P 2314


BAC / TIROIR (GRIS)



= 2 unités **REF 2420**
600 x 400 x 200 mm



= 1 unités **REF 2410**
600 x 400 x 100 mm



= 0,5 unités **REF 2405**
600 x 400 x 50 mm



Attention,
la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

Accessoires et options pages 16 à 19

Chariots de stockage modulaire



Fabrication Française

- Structure entièrement soudée sous argon
- Inox
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs dont 2 à freins
- Plateau résine compacte couleur




Modèle avec 3 rangées, réf. 2330 avec 18 tiroirs/bacs de 10 cm, réf. 2410



Modèle avec 2 rangées, réf. 2300 avec 4 tiroirs/bacs, réf. 2410 et 4 tiroirs/bacs, réf. 2420


BAC / TIROIR (GRIS)



= 2 unités

REF 2420


600 x 400 x 200 mm



= 1 unités

REF 2410

600 x 400 x 100 mm



= 0,5 unités

REF 2405

600 x 400 x 50 mm

Références	Hauteur	Nombre d'unités	Rangées de 6
2330	1010 mm	18	3
2300	1010 mm	12	2



KIT SÉPARATEUR 12 cases modulables

RÉF


S2405 pour tiroir ABS 0,5 unités

S2410 pour tiroir ABS 1 unité

S2420 pour tiroir ABS 2 unités

Accessoires et options pages 16 à 19

Chariots de stockage modulaire



Fabrication Française

- Structure entièrement soudée sous argon
- Inox
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs dont 2 à freins
- Plateau résine compacte couleur



Modèle hauteur 1010 mm, réf. 2200 avec une tablette réf. 2430, 1 tiroir réf. 2420, 3 tiroirs réf. 2410 et 1 tiroir réf. 2405



Tablette de préparation avec galeries inox, réf. 2430


Références	Hauteur	Nombre d'unités
2200	1010 mm	6
2235	1395 mm	9
2275	1780 mm	12



Modèle hauteur 1395 mm, réf. 2235 avec 3 tiroirs réf. 2420 et 4 tiroirs réf. 2410

Attention,
la représentation numérique peut altérer les coloris originaux


BAC / TIROIR (GRIS)



= 2 unités

REF 2420


600 x 400 x 200 mm



= 1 unités

REF 2410

600 x 400 x 100 mm



= 0,5 unités

REF 2405

600 x 400 x 50 mm



1-BLANC

2-GRIS

3-CHÈNE ALASKA

4-CHÈNE MASSIF

5-CERISIER

6-JAUNE

7-FLORIDA


8-ROUGE

9-GRIOITE

10-VERT PARADIS


11-BLEU-BATIK

12-BLEU-PETROLE




6 unités

101 cm



9 unités

139 cm



12 unités

178 cm

Accessoires et options pages 16 à 19