

TABOURETS A COMMANDE AU PIED PAR CERCLE



Fabrication Française

Déclenchement au pied par un cercle en acier chromé manœuvrable à 360°.

Laisse les mains libres et stériles

Piètement 5 branches en aluminium coulé, haute résistance, finition peinture époxy noire, empattement Ø 50 cm,

disponible sur patins ou sur roulettes, assise pivotante.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur (sur patins) : - de 50 à 69 cm par système pneumatique.

Pour les tabourets à roulettes, ajouter 2 cm aux hauteurs mini et maxi.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation	
120 8734	Tabouret + cercle avec assise 4 cm	Patins
120 8736	Tabouret + cercle avec assise 6 cm	Patins
120 8737	Tabouret + cercle avec assise 4 cm et dossier fixe	Patins
120 8738	Tabouret + cercle avec assise 6 cm et dossier fixe	Patins
120 8754	Tabouret + cercle avec assise 4 cm	Roulettes
120 8756	Tabouret + cercle avec assise 6 cm	Roulettes
120 8757	Tabouret + cercle avec assise 4 cm et dossier fixe	Roulettes
120 8758	Tabouret + cercle avec assise 6 cm et dossier fixe	Roulettes



Réf. 120 8754
Assise 4 cm
Existe sur patins



Réf. 120 8756
Assise 6 cm
Existe sur patins



Réf. 120 8758
Assise 6 cm
Existe sur patins



Réf. 120 8757
Assise 4 cm
Existe sur patins

Catalogue de tous les modèles de tabourets sur demande

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine



Framboise



Lilas



Brume



Gazon



Ciel



Iris

Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux