

TABOURETS A COMMANDE AU PIED PAR PEDALE



Fabrication Française

Déclenchement au pied par pédale (laisse les mains libres et stériles).

Piètement 5 branches en aluminium coulé, haute résistance, finition peinture époxy noire, empattement Ø 50 cm, disponible sur patins ou sur roulettes, assise pivotante. Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur (sur patins) : - de 51 à 69 cm par système pneumatique.

Pour les tabourets à roulettes, ajouter 2 cm aux hauteurs mini et maxi.

Dossier ovale fixe, hauteur 25 cm, coloris assorti au tabouret

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation	
120 8774	Tabouret + pédale avec assise 4 cm	Patins
120 8776	Tabouret + pédale avec assise 6 cm	Patins
120 8777	Tabouret + pédale avec assise 4 cm et dossier fixe	Patins
120 8778	Tabouret + pédale avec assise 6 cm et dossier fixe	Patins
120 8794	Tabouret + pédale avec assise 4 cm	Roulettes
120 8796	Tabouret + pédale avec assise 6 cm	Roulettes
120 8797	Tabouret + pédale avec assise 4 cm et dossier fixe	Roulettes
120 8798	Tabouret + pédale avec assise 6 cm et dossier fixe	Roulettes

Existe à
commande
au pied par
cercle



Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



**Attention,
la représentation
numérique peut altérer
les coloris originaux**