

# TABOURETS OSCILLANTS



Fabrication Française

Tabouret avec système télescopique oscillant permettant une mobilité accrue et une position ergonomique optimale.

Piètement sur socle de diamètre 42 cm acier chromé perforé évitant le phénomène de rétention d'humidité, jonc élastomère noir anti-dérapant, anti-bruit, anti-trace.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

**Déclenchement au pied par un cercle en acier peint époxy noir manœuvrable à 360° (laisse les mains libres et stériles).**

Réglage en hauteur par système pneumatique.

– De 62 à 80 cm pour les références 120 9101, 2 et 3.

– De 64 à 82 cm pour les références 120 9127, 8 et 9.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation	
120 9101	Tabouret avec assise 4 cm	Socle
120 9102	Tabouret avec assise 6 cm	Socle
120 9103	Tabouret avec assise selle ergonomique	Socle
120 9127	Tabouret avec assise 4 cm	Socle
120 9128	Tabouret avec assise 6 cm	Socle
120 9129	Tabouret avec assise selle ergonomique	Socle



Réf. 120 9101  
Assise 4 cm



Réf. 120 9102  
Assise 6 cm



Réf. 120 9103  
Assise selle ergonomique  
uniquement noire



Réf. 120 9127  
Assise 4 cm



Réf. 120 9128  
Assise 6 cm



Réf. 120 9129  
Assise selle ergonomique  
uniquement noire

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine

Framboise

Lilas

Brume

Gazon

Ciel

Iris

Attention,  
la représentation numérique peut  
altérer les coloris originaux