

TABOURETS SUR SOCLE STANDARD



Fabrication Française

Piètement rond de diamètre 35 cm en acier chromé, jonc élastomère noir anti-dérapant, anti-bruit, anti-trace, assise pivotante.

Revêtement 15 coloris au choix (voir en bas de page)

Réglage en hauteur :

- de 39 à 65 cm par système mécanique, réglage instantané sans blocage, ni déblocage de vis.
- de 48 à 68 cm par système pneumatique (en option), **très souvent choisi**.

Le gaz contenu dans la cartouche est sous légère pression : le poids de l'utilisateur 45/50 kg minimum assure la descente en comprimant le gaz, la détente de celui-ci provoque la remontée de l'assise.

Il suffit de soulever la manette et lorsque la hauteur souhaitée est atteinte de la relâcher.

En cas de nécessité la cartouche peut être remplacée.

(toutes les hauteurs sont données à titre indicatif : lire « environ »)

Réf.	Désignation
120 1352	Tabouret avec assise 4 cm
120 1354	Tabouret avec assise 6 cm
120 1362	Tabouret avec assise 4 cm et dossier fixe
120 1363	Tabouret avec assise 6 cm et dossier fixe

Réf.	Option
120 0600	Vérin pneumatique (rajouter la référence 120 0600 à la référence de tabouret choisie)



Réf. 120 1352
Assise 4 cm



Réf. 120 1363
Assise 6 cm



Réf. 120 1362
Assise 4 cm



Réf. 120 1354
Assise 6 cm

**Catalogue de tous les
modèles de tabourets
sur demande**

Revêtement PVC, expansé, classement non feu M2



Neige

Colza

Poterie

Cerise

Brandy

Charbon

Banane

Kiwi



Clémentine

Framboise

Lilas

Brume

Gazon

Ciel

Iris

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com