


# PLANCHES DE TRANSFERT PAR GLISSEMENT



## Rollbody Mini / Modèle court

- Longueur hors-tout : 90 cm
- Longueur utile : 70 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 2,6 kg

Référence : 030 0050

## Rollbody spécial Bloc Opérateur NON PLIANT

- Longueur hors-tout : 185 cm
- Longueur utile : 185 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 4 kg

Référence : 030 0081



### Caractéristiques communes aux 4 produits :

- Housse rotative à très fort pouvoir glissant
- Entièrement perméable aux liquides et à l'air, tous les modèles sont radio transparents, avec traitement anti-bactérien, toiles non feu M2 et poignées de transport thermoperforées intégrées
- Complètement amagnétique
- Renfort de sécurité aux extrémités



## Rollbody Long NON PLIANT

- Longueur hors-tout : 185 cm
- Longueur utile : 165 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 4 kg

Référence : 030 0072

## Rollbody Long pliant

- Longueur hors-tout : 185 cm
- Longueur utile : 165 cm
- Largeur : 50 cm
- Poids : 4 kg

Référence : 030 0061



### Protection jetable

Housse à usage unique 200 x 60 cm (par 100)

Référence : 030 0025

Housse réutilisable pour mini

Référence : 030 0090

Housse réutilisable pour long pliant et rigide

Référence : 030 0091

Housse réutilisable pour spécial bloc

Référence : 030 0092

Jeu de 2 poignées avec clips de fixation

Référence : 030 0095

**GARAPON MEDICAL** 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com