

Lit Junior

Lit médicalisé pour enfants de 3 à 12 ans



Réf. 095 3550

Caractéristiques techniques :

- * Dimensions du plan de couchage : 70 x 170 cm
- * Sommier monobloc à lattes métalliques soudées
- * Revêtement époxy couleurs au choix
- * Hauteur électrique variable : 29 à 82 cm
- * Relève-buste électrique
- * Relève-jambes électrique à plicature assistée par crémaillère
- * Télécommande à clé magnétique
- * Panneaux Boiserie avec main courante
- * 2 supports pour potence ou porte sérum
- * 4 roues ABS carrossées à frein indépendant (diamètre de 100 mm)
- * Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg (dont patient 95 kg)
- * Léger (moins de 45kg), démontable et livré sur trolley



Télécommande verrouillable par clé magnétique, simple d'emploi et sûre

Barrières en aluminium et matières composites, ultralégères et résistantes. Espace entre les barreaux inférieur à 65 mm.

Relève-jambes électrique à plicature assistée par crémaillère

Large choix de couleurs



Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux



Options :

- * Paire de barrières escamotables en aluminium, réf. 095 3551
- * Potence époxy IVOIRE, réf. 095 3552
- * Encadrement de châssis (non compatible avec frein centralisé), réf. 095 3553
- * Freinage centralisé + roue directionnelle (roues de 125 mm), réf. 095 3554
- * Tige porte sérum, réf. 095 3555
- * Relève-buste débrayable d'urgence, réf. 095 3556
- * Matelas clinique, housse blanche PVC : 168 x 68 x 14 cm, réf. 095 3557
- * Matelas gaufrifié et drap housse 165 x 70 x 17,5 cm, réf. 095 3558
- * Matelas mémoire de forme avec housse 168 x 68 x 14 cm, réf. 095 3559



Lit Junior

29/82 cm

177 cm

81 cm

170 cm

70 cm

13,5 cm

45 kg

95 kg

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com