

Fauteuils garde-robe fixes

- Hauteur fixe
- Accoudoirs fixes
- Assise large
- Seau ergonomique + couvercle
- Garniture standard ou luxe
- Finition époxy couleur

Référence 077 1010

- Accoudoirs fixes
- Garnitures standard

Référence 077 1012

- Accoudoirs fixes
- Garnitures luxe

Référence 077 1018

- Accoudoirs escamotables
- Garnitures standard

Référence 077 1019

- Accoudoirs escamotables
- Garnitures luxe



130 kg

Garnitures :



130 kg

Référence 077 1400

- Accoudoirs fixes
- Garnitures standard
- Grand dossier confort



130 kg

Référence 077 1390

- Accoudoirs fixes
- Garnitures standard



130 kg

Référence 077 1380

- Démontable
- Hauteur fixe

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux



Coloris Epoxy

Références										
077 1390	85	45	60	54	46	46	62x63x108	standard	époxy couleur	8 kg
077 1400	85	45	60	54	46	46	62x63x108	standard	époxy couleur	8 kg
077 1380	88	50	48,5	56	42,5	44,5	49x50x26,5	standard	ivoire	10 kg
077 1010	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	standard	époxy couleur	8,2 kg
077 1012	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Luxe	époxy couleur	8,2 kg
077 1018	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	standard	époxy couleur	8,2 kg
077 1019	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Luxe	époxy couleur	8,2 kg

Fauteuils garde-robe réglables

- Hauteur réglable
- Accoudoirs fixes ou accoudoirs escamotables
- Assise et seau ergonomique
- Garniture standard ou luxe
- Finition époxy couleur

Garnitures :



Référence 077 1444

- Accoudoirs fixes
- Réglable en hauteur

Référence 077 1401

- Idem avec grand dossier confort



Référence 077 1381

- Pieds réglables

Coloris Epoxy



Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux



Référence 077 1101

- Réglable en hauteur
- Standard
- Accoudoirs fixes
- Idem garnitures luxe, réf. 077 1151

Référence 077 1015

- Grand dossier
- Accoudoirs escamotables
- Idem garnitures luxe, réf. 077 1151



Références										
077 1401/1444	88/100	45 à 61	60	54	46	46	62x63x108	standard	époxy couleur	8,5 kg
077 1381	85,5 à 98	48,5 à 61	48,5	56	42,5	44,5	49x50x26,5	standard	ivoire	10,5 kg
077 1015/1151	79 à 96	43 à 61	63	57	46/45	47	58x59x97	std/luxe	époxy couleur	10,3 kg
077 1101/1121	81/99	42 à 60	60	57	45	47	58x59x97	std/luxe	époxy couleur	8,6 kg

GARAPON MEDICAL 14 av. Barthélémy Thimonnier 69300 Caluire

Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98

e-mail : garapon@garapon-medical.com

Fauteuils garde-robe à roues

- Hauteur fixe
- Accoudoirs fixes
- Poignée de poussée
- 4 roues à freins
- Repose pieds
- Assise et seau ergonomique
- Garniture standard ou luxe
- Finition époxy couleur



Référence 077 1034

- Garnitures standard

Référence 077 1036

- Garnitures luxe



Référence 077 1030

- Garnitures standard



Référence 077 1032

- Garnitures luxe

Coloris Epoxy

Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux



Garnitures :



Références										
077 1034	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	standard	époxy couleur	12 kg
077 1036	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	luxe gris	époxy couleur	12 kg
077 1030	95	48 à 52	60	87	45	47	58x59x96	standard	époxy couleur	12 kg
077 1032	95	49 à 52	60	87	45	47	58x59x96	luxe	époxy couleur	12 kg

Fauteuils garde-robe

A roues



Garnitures :



- Hauteur fixe
- Accoudoirs escamotables
- Repose pieds
- 4 roues à frein
- Assise et seau ergonomique
- Garniture standard (Réf. 077 1050) ou luxe (Réf. 077 1052)
- Finition époxy couleur



- Hauteur réglable
- Accoudoirs escamotables
- Roues arrières à frein
- Assise et seau ergonomique
- Garniture standard (Réf. 077 1171) ou luxe (Réf. 077 1172)
- Finition époxy couleur
- Sans repose-pieds

Pliants



Seau ergonomique (étuve 90°)



Référence 077 1092

- Fauteuil pliant
- Accoudoirs relevables
- Assise et seau ergonomique
- Garniture luxe
- Finition époxy couleur



Référence 077 1192

- Fauteuil pliant à roues
- Roues arrières à frein
- Repose pieds
- Accoudoirs relevables
- Assise et seau ergonomique
- Garniture luxe
- Finition époxy couleur

Coloris Epoxy



Attention,
la représentation numérique peut
altérer les coloris originaux

Références										
077 1050	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	standard	époxy couleur	10 kg
077 1052	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	luxe	époxy couleur	13 kg
077 1171	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	standard	époxy couleur	12,5 kg
077 1172	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	luxe	époxy couleur	12,5 kg
077 1192	99	49 à 52	57	87	46	47	124x61x26	luxe	époxy couleur	14,2 kg
077 1092	91	49 à 52	57	57	45	47	124x61x26	luxe	époxy couleur	11 kg

Fauteuils garde-robe XL

- Hauteur fixe ou réglable selon modèles
- Accoudoirs fixes (sauf pour les réf. 077 1250/1252)
- Poignée de poussée
- 4 roues à freins sur les réf. 077 1230/1232 et 077 1250/52
- Repose pieds sur les réf. 077 1230/1232 et 077 1250/52
- Assise et seau ergonomique
- Garniture standard ou luxe
- Finition époxy couleur

Garnitures :



300 kg

Référence 077 1454



150 kg

Référence 077 1210

- Garnitures standard
- Garnitures luxe



Référence 077 1450

Référence 077 1450 (maxi 180 kg)

- Garnitures standard
 - Garnitures luxe
- Référence 077 1451 (maxi 180 kg)
- Garnitures standard
 - Garnitures luxe
- Référence 077 1452 (maxi 270 kg)
- Garnitures standard
 - Garnitures luxe
- Référence 077 1453 (maxi 270 kg)
- Garnitures standard
 - Garnitures luxe
- Référence 077 1454 (maxi 300 kg)
- Garnitures standard



130 kg

Référence 077 1230

- Garnitures standard
- Garnitures luxe



130 kg

Référence 077 1250

- Garnitures standard
- Garnitures luxe

Coloris Epoxy



Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

Références										
077 1210	91	49 à 52	74	53	60	47	61x72x97	standard	époxy couleur	12 kg
077 1212	91	49 à 52	74	53	60	47	61x72x97	luxe	époxy couleur	12 kg
077 1450/1451	83/91	46 à 54	66	58	45	46	65x65x95	standard/luxe	époxy couleur	11 kg
077 1452/1453	81/89	46 à 54	81	60	60	46	77x72x95	standard/luxe	époxy couleur	14,6 kg
077 1454	87/103	48 à 65	100	76	80	46	100x80x105	standard	époxy couleur	22,6 kg
077 1230	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	standard	époxy couleur	13 kg
077 1232	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	luxe	époxy couleur	13 kg
077 1250	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	standard	époxy couleur	14 kg
077 1252	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	luxe	époxy couleur	14 kg