
TAPIS DE MAINTIEN pour bloc opératoire



Ce tapis est révolutionnaire. Il apporte au chirurgien une simplification grâce à une sécurité et un confort revus.

Il est non magnétique et anti-dérapant. Il contribue à ce que les instruments ne puissent pas déraper dans l'environnement opératoire.

Il maintient les instruments sans les magnétiser.

_	_	Référence
(mm)	(mm)	
480	305	230 0001
480	610	230 0002

La référence correspond à une boîte de 3

Avantages

- Le tapis maintient tous les types d'instruments, sur toutes les surfaces.
- Non magnétique, non conducteur, hydrophobe.
- Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C.
- Maintient les instruments en métal, matière plastique et titane.

Les instruments tiennent immédiatement après que le chirurgien les ait posés sur le tapis et ils peuvent également être retirés sans peine.

Matériau très ductile et léger (41x61cm = 230g), que l'on peut recouper soi-même à chaque taille voulue. Peut être passé à l'autoclave à 134°C – réutilisable plusieurs centaines de fois.