

Cadres de marche fixes et articulés



- Pliant, fixe articulé ADULTE
- Finition époxy couleur (Réf. 077 7553) ou anodisée (Réf. 077 7551)
- Hauteur réglable : 82/92 cm
- Porte document (option)



100 kg

- Mécanisme pliant à usage facile
- Finition anodisée
- Hauteur réglable : 80/98 cm
- Articulé
- STANDARD Réf. 077 7521
- FORTISSIMO Réf. 077 7522



227 kg



- Finition époxy couleur (Réf. 077 7533) ou anodisée (Réf. 077 7531)
- Hauteur réglable : 80/90 cm
- Fixe



100 kg

Référence 077 7539

- **Modèle XL**
- Finition époxy couleur
- Hauteur réglable : 97/110 cm
- Fixe



150 kg



130 kg

Référence 077 7523

- Finition : époxy couleur
- Hauteur réglable : 80/90 cm
- Fixe



Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

Références	82/92	41	56	anodisée naturelle	2,8 kg
077 7551	82/92	41	56	anodisée naturelle	2,8 kg
077 7553	82/92	41	56	époxy couleur	2,8 kg
077 7531	80/90	50	62	anodisée naturelle	1,8 kg
077 7533	80/90	50	62	époxy couleur	1,8 kg
077 7539	97/110	50	65	époxy couleur	2,9 kg
077 7523	80/90	50	60	époxy couleur	1,8 kg
077 7522	80/98	51	62	anodisée	3,4 kg