

# Divans d'examen à hauteur variable électrique




Fabrication Française

## Gamme 326 électrique

- Divan d'examen à hauteur variable électrique
- Châssis avec une colonne télescopique
- Acier de qualité avec un revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix (voir page suivante)
- Commande : télécommande au pied
- Sellerie confortable (tendue, sans coutures apparentes) sur une mousse d'épaisseur 8 cm, largeur 60, 70 ou 80 cm, non feu classé M1, 10 coloris au choix en sellerie classique et 7 coloris au choix en sellerie Urban (voir page suivante).
- Réglage du dossier (et de la jambière pour les divans 3 parties) en toute position par un vérin électrique
- Équipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
- Capacité de charge : 130 kg en dynamique


Divan réf. 326 04L  
avec option sellerie luxe



Divan 326 08T avec options paire  
d'étaux réf ACC 76 avec paire  
d'étriers réf. ACC 105



Référence	Revêtement époxy	Hauteur Variable électrique	Sellerie	Largeur
326 - 04 T	laqué	2 parties	standard	60 cm
326 - 05 T	laqué	2 parties	standard	70 cm
326 - 16 T	laqué	2 parties	standard	80 cm
326 - 08 T	laqué	3 parties	standard	60 cm
326 - 09 T	laqué	3 parties	standard	70 cm



### OPTIONS :

- Sellerie URBAN avec plus Value
- Luxe avec bourrelets sur les cotés

Preciser à la commande  
le choix de la sellerie  
**classique** ou **Urban**  
et le **coloris** du piètement  
(voir page suivante)  
et l'éventuelle plus value  
sellerie luxe

Options page suivante

## OPTIONS

- Paire d'étaux équipée de 2 molettes de serrage (Réf. ACC76) 
- Gouttière prise de sang adaptable sur divan. Revêtement de classe anti-feu M1, coloris assorti au divan. Équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Équipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison. (Réf. ACC110) 
- Gouttière en polyuréthane NOIR pour prise de sang adaptable sur divan. Équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Équipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison. (Réf. ACC110 POLY) 
- Paire d'étriers en acier chromé diamètre 14 mm, sans étai (Réf. ACC105) 
- Paire d'appui-jambes en ABS diamètre 14 mm, sans étai (Réf. ACC964) 
- Housse pour repose-jambe (Réf. SLFEMIREPOSEJAM). Revêtement de classe anti-feu M1, coloris assorti au divan. 
- Tige porte sérum 2 crochets plastique sans étai Réf. ACC 32012 
- Etau pour tige, Réf. ACC 76C 
- Paire de barrières escamotables (Réf. ACCBARRLIT326) 
- Partie tête électrique, réf. ACC 32 614
- Partie jambière électrique, réf. ACC 32 615
- Support roulettes escamotables (Réf. ACC 996) pour réf. 326 04 T, 05 T et 016 T
- Support roulettes escamotables (Réf. ACC 997) pour réf. 326 08 T, 09 T
- Tête 1/2 lune largeur 60 cm (Réf. ACC32660), 70 cm (Réf. ACC32670) biseautée.
- Revêtement de classe anti-feu M1, coloris assorti au divan. 
- Porte rouleau papier pour divan de largeur 60 cm, réf. ACC 125
- Idem pour largeur 70 cm, réf. ACC 125 / 700
- Trou visage avec bouchon, réf ACC 832
- Tête ergonomique amovible, réf ACC TETERGO

### Protections plastiques transparentes

- Pour les pieds (divan largeur 60 cm) : réf 515 / 600
- Pour les pieds (divan largeur 70 cm) : réf 515 / 700
- Pour les pieds (divan largeur 80 cm) : réf 515 / 800



**Attention,**  
la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

# Divans d'examen à hauteur variable électrique



Fabrication Française

## Gamme 777-77 à COMMANDE PERIPHERIQUE

- Table d'examen à hauteur variable électrique
- Hauteur variable de 50 à 99 cm
- Tête 76 cm de longueur
- Réglage de la tête par vérin à gaz
- Total table longueur : 201 cm
- Sellerie plate d'une largeur de 60 cm, revêtement de classe anti-feu M1, 10 coloris au choix en sellerie classique et 7 coloris au choix en sellerie Urban (voir page suivante)
- Capotage du pied pour une meilleure hygiène et plus de sécurité, peinture époxy. Attention : carénage en option (en forme de vague sur les contours du pied)
- Equipé de 4 roulettes escamotables avec commande centralisée
- Vérin électrique pour actionner la hauteur, commandé par un cadre périphérique
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (côté tête)
- Capacité de charge: 150kg en dynamique
- Option possible : sellerie avec bourrelets latéraux




Préciser à la commande  
le choix de la sellerie  
**classique** ou **Urban**  
(voir page suivante)

**Options page suivante**

## OPTIONS

- Gouttière prise de sang adaptable sur divan. Revêtement de classe anti-feu M1, coloris assorti au divan. Équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Équipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison. (Réf. ACC110)
- Gouttière en polyuréthane NOIR pour prise de sang adaptable sur divan. Équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et en profondeur. Équipée d'un mécanisme sécurisé permettant son inclinaison. (Réf. ACC110 POLY)
- Paire d'étriers en acier chromé diamètre 14 mm, sans étau (Réf. ACC105)
- Paire d'appui-jambes en ABS diamètre 14 mm, sans étau (Réf. ACC964)
- Housse pour repose-jambe (Réf. SLFEMIREPOSEJAM). Revêtement de classe anti-feu M1, coloris assorti au divan.
- Tige porte sérum 2 crochets plastique sans étau Réf. ACC 32012
- Etau pour tige, Réf. ACC 76C
- Trou visage avec bouchon, réf ACC 832
- Tête ergonomique amovible, réf ACC TETERGO



**Attention,  
la représentation numérique peut  
altérer les coloris originaux**

