

Lit Parc



Fonction proclive 5 positions.



Poignée large et accessible.



Verrou de sécurité de barrière.



Roues carrossées à frein.



- 2 modèles : 150 x 60 cm, réf. 095 3511 ou 120 x 60 cm, réf. 095 3512
- Sommier lattes métalliques soudées
- Fonction proclive 5 positions de 3° à 12°
- 2 barrières latérales coulissantes avec verrou de sécurité
- Ecartement entre les barreaux : 56 mm
- 4 roues à frein diamètre 100 mm
- Charge maximale supportée : 35 kg
- Revêtement époxy couleur au choix (page 7)
- Matelas M1 non-feu inclus

Options :

- Barrières tête et pied coulissantes, réf. 095 3514
- Tige porte sérum 2 crochets, réf. 095 3515
- Matelas 150 x 60 cm, réf. 095 3516
- Matelas 120 x 60 cm, réf. 095 3517

Sur demande :

Lit à hauteur variable électrique ou hydraulique

Références								
095 3512	157	78	130	70	120	60	45 kg	35 kg
095 3511	157	78	160	70	150	60	47 kg	35 kg