

# Tables à instruments tubes carrés inox



Fabrication Française


- Table à instruments entièrement INOX
- Roues pivotantes Ø 100 mm
- Piètement en tube carré 25 mm
- Structure soudée sous argon 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- Hauteur standard 860 mm



Référence 189 0059



Référence 189 0128 avec option 189 0861



## Table à instruments 1 plateau

Références	Dimensions
	Longueur x largeur
189 0002	400 x 400 mm
189 0044	600 x 400 mm
189 0086	750 x 500 mm
189 0128	1000 x 600 mm
189 0181	1160 x 600 mm

## Table à instruments 2 plateaux


Références	Dimensions
	Longueur x largeur
189 0017	400 x 400 mm
189 0059	600 x 400 mm
189 0101	750 x 500 mm
189 0143	1000 x 600 mm
189 0189	1160 x 600 mm

## OPTIONS

### Références

189 0860	roues standard dont 2 à freins
189 8383	roues anti-statiques
189 0861	roues anti-statiques dont 2 à freins
189 8352	supplément pour passage en roue 125 mm
189 8353	idem dont 2 à freins
189 0035	galerie 3 côtés pour table 400 x 400 mm
189 0036	galerie 3 côtés pour table 600 x 400 mm
189 0037	galerie 3 côtés pour table 750 x 500 mm
189 0038	galerie 3 côtés pour table 1000 x 600 mm
189 0039	galerie 3 côtés pour table 1160 x 600 mm

# Tables à instruments inox avec dossierets



Fabrication Française

- Table à instruments entièrement INOX
- Roues pivotantes Ø 100 mm
- Piètement en tube carré 25 mm
- Structure soudée sous argon 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- Hauteur standard 860 mm
- Dossierets 3 côtés inox 100 mm entièrement soudé



Référence 189 0171



Référence 189 0161



## Table à instruments 1 plateau

Références	Dimensions
	Longueur x largeur
189 0160	400 x 400 mm
189 0161	600 x 400 mm
189 0162	750 x 500 mm
189 0164	1000 x 600 mm
189 0165	1160 x 600 mm

## Table à instruments 2 plateaux

Références	Dimensions
	Longueur x largeur
189 0170	400 x 400 mm
189 0171	600 x 400 mm
189 0172	750 x 500 mm
189 0173	1000 x 600 mm
189 0174	1160 x 600 mm

# Tables à instruments angles arrondis tubes ronds



Fabrication Française

- Table à instruments entièrement INOX
- Structure soudée sous argon
- Angles arrondis
- Piètement tube Ø 25 mm
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue
- Roues pivotantes Ø 100 mm



Référence 189 0045

## Table à instruments 1 plateau



Références	Dimensions Longueur x largeur
189 0045	600 x 400 mm
189 0087	750 x 500 mm
189 0129	1000 x 600 mm
189 0182	1160 x 600 mm



Référence 189 0102

## Table à instruments 2 plateaux

Références	Dimensions Longueur x largeur
189 0060	600 x 400 mm
189 0102	750 x 500 mm
189 0144	1000 x 600 mm
189 0190	1160 x 600 mm



## OPTIONS

### Références

189 0860	roues standard dont 2 à freins
189 8383	roues anti-statiques
189 0861	roues anti-statiques dont 2 à freins
189 8352	supplément pour passage en roue 125 mm
189 8353	idem dont 2 à freins
189 0035	galerie 3 côtés pour table 400 x 400 mm
189 0036	galerie 3 côtés pour table 600 x 400 mm
189 0037	galerie 3 côtés pour table 750 x 500 mm
189 0038	galerie 3 côtés pour table 1000 x 600 mm
189 0039	galerie 3 côtés pour table 1160 x 600 mm

# Tables à instruments couleur



Fabrication Française

- Structure entièrement en INOX soudée sous argon
- Piètement en tube carré de 25 mm
- Plateaux en résine composite coloris au choix
- 1 plateau dessus lisse avec entretoise ou 2 plateaux en résine composite dessus lisse
- Roulettes pivotantes Ø 100 mm
- Hauteur 860 mm
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue



Réf. 189 2204 + réf. 189 8383  
Table 750 x 500 mm - 1 plateau avec entretoise avec 4 roues anti-statiques



Réf. 189 2210 + réf. 189 0861  
Table 1000 x 600 mm - 2 plateaux avec 4 roues anti-statiques dont 2 à freins

## Table à instruments 1 plateau

Référence	Dimensions
189 2200	600 x 400 mm
189 2204	750 x 500 mm
189 2208	1000 x 600 mm
189 2220	1200 x 600 mm



## Table à instruments 2 plateaux

Référence	Dimensions
189 2202	600 x 400 mm
189 2206	750 x 500 mm
189 2210	1000 x 600 mm
189 2222	1200 x 600 mm

## OPTIONS

### Références

189 0860	roues standard dont 2 à freins
189 8383	roues anti-statiques
189 0861	roues anti-statiques dont 2 à freins
189 8352	supplément pour passage en roue 125 mm
189 8353	idem dont 2 à freins



**Attention,**  
la représentation numérique peut altérer  
les coloris originaux