

AIDES TECHNIQUES DE POSITIONNEMENT DES HANCHES ET DES GENOUX EN POSITION ALLONGÉE

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **STANDARD**, DES HANCHES ET DES GENOUX

COUSSIN DÉCUBITUS LATÉRAL

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Lors d'une mise en décubitus latéral, il protégera efficacement contre les surpressions et évitera les problèmes d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets. Il répond à la protection du patient dans toutes les positions latérales.



XL
Réf. 021 0383

XS
Réf. 021 0849

DÉCUBITUS SLIM

Ce coussin est conçu pour permettre un positionnement ergonomique des membres inférieurs et empêcher qu'ils ne se croisent. Il prévient la bascule latérale.



XL
Réf. 021 1238

XS
Réf. 021 1242

COUSSIN SEMI-FOWLER

Ce coussin s'adapte à toutes les morphologies. Il maintient et cale le patient en position semi-fowler (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°). Placer le coussin sous les cuisses, le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux. Possibilité d'utiliser le coussin cylindrique au niveau des talons.



XL
Réf. 021 0498

XS
Réf. 021 0852

DÉKU TETIERE

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Nouveau design avec oreiller intégré afin de faciliter l'installation et le confort de l'utilisateur. Lors de la mise en décubitus latéral, ce coussin protégera efficacement contre les surpressions et évitera les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets. L'oreiller intégré facilitera la mise en place du produit et le maintien du patient.



XL
Réf. 021 1239

XS
Réf. 021 1243

COUSSIN DEMI-LUNE

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place lors d'une position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise.



XL
Réf. 021 0382

XS
Réf. 021 0848

COUSSIN DORSAL

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place lors d'une position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise.



XL
Réf. 021 1237

XS
Réf. 021 1241

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, MODULAIRE, DES HANCHES ET DES GENOUX, BASE POUR COUSSIN MODULAIRE

COUSSIN UNIVERSEL

Utilisé localement, il limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protège les malléoles, ou permet de créer une décharge talonnière, ou aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.



XL
Réf. 021 0381

XS
Réf. 021 0847

COUSSIN TRIANGULAIRE

Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus semi latéral. Ce coussin peut être utilisé en position semi-fowler (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°), en le plaçant sous les cuisses.



XL
Réf. 021 0497

XS
Réf. 021 0853

COUSSIN DE DÉCHARGE TALONNIÈRE

Utilisé localement, il limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protège les malléoles, ou permet de créer une décharge talonnière, ou aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.



XL
Réf. 021 0552

TALONNIÈRE ANTI-EQUIN

Destinée à protéger les talons pour la prévention des escarres, elle permet d'avoir une parfaite mobilité et un confort pour le patient. Elle aidera également aux soins.



XL
Réf. 021 1240

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **MODULAIRE**, DES HANCHES ET DES GENOUX, BASE POUR COUSSIN MODULAIRE

COUSSIN CYLINDRIQUE EVO

Ce coussin maintient les membres inférieurs en abduction. Il assure une protection des points de contact des genoux et réduit l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux.



XL
Réf. 021 1130

XS
Réf. 021 1131

COUSSIN HÉMI-CARE (BASE + PLOT)

Ce coussin permet de caler parfaitement les membres supérieurs pour les personnes hémiplegiques.



XL
Réf. 021 0733

XS
Réf. 021 0855

COUSSINS DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT, **MODULAIRE**, DES HANCHES ET DES GENOUX, **PLOTS** POUR COUSSIN MODULAIRE

COUSSIN OS

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe.



XL
Réf. 021 0918

XS
Réf. 021 0856

COUSSIN ABDUCTION

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe.



XL
Réf. 021 0532

XS
Réf. 021 0854

COUSSIN CYLINDRIQUE

Maintient et cale le patient au niveau de l'abdomen en décubitus latéral, ou entre les jambes, sous les talons et sous les chevilles pour une décharge talonnière.



XL
Réf. 021 0385

XS
Réf. 021 0850

COUSSIN BOUÉE

Ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus latéral. Il peut être également utilisé en position assise.



XL
Réf. 021 0384

XS
Réf. 021 0846

ACCESSOIRES, COUSSIN DE DÉCHARGE DU TALON

COUSSIN TALONNIÈRE

Destinée à protéger les talons pour la prévention des escarres, elle permet d'avoir une parfaite mobilité et un confort pour le patient. Elle aidera également aux soins.



XL
Réf. 021 0386

XS
Réf. 021 0851

CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA HOUSSE

Lavage en machine jusqu'à 90°C

Patient sans risque infectieux

Nettoyage quotidien : Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la surface des coussins CAREWAVE, avec un ammonium quaternaire ou le surface haute du laboratoire ANIOS.

Au changement de patient : Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.

Patient à risque infectieux

Nettoyage quotidien : Lors du changement des draps, il suffit de nettoyer la housse avec une lotion décontaminante avant de remettre un drap propre.

Au changement de patient : Nettoyer les coussins CAREWAVE avec une lotion décontaminante non chlorée et respecter le temps de contact.