

Tables de transfert ou orthopédie - CHARGE LOURDE -



Fabrication Française

- Table entièrement soudée inox
- Structure complètement renforcée pouvant supporter jusqu'à 120 kg sur l'ensemble
- En version 2 ou 3 plateaux
- Piètement en tube carré de 30 mm
- Roulettes Ø 125 mm



Table orthopédie 2 plateaux référence 189 0198



Table orthopédie 3 plateaux référence 189 0196

TABLE ORTHOPEDIE 2 plateaux

Référence	Dimensions
189 0198	1000 x 600 mm
189 0199	1160 x 600 mm

TABLE ORTHOPEDIE 3 plateaux

Référence	Dimensions
189 0196	1000 x 600 mm
189 0197	1160 x 600 mm

OPTIONS

Références

189 8353	roues diamètre 125 dont 2 à freins
----------	------------------------------------

