

## Estrades de bloc renforcées



Fabrication Française

- Bâti en tube inox
- Structure soudée
- Marches en inox gravé



Réf. 189 0238  
Poids maximum : 170 kg



Réf. 189 0230  
Poids maximum : 120 kg

*Patins anti-glisse réglables jusqu'à 3 cm*

| Références | Dimensions                   |
|------------|------------------------------|
|            | longueur x largeur x hauteur |
| 189 0230   | 600 x 400 x 150 mm           |
| 189 0232   | 600 x 400 x 200 mm           |
| 189 0234   | 710 x 510 x 100 mm           |
| 189 0235   | 710 x 510 x 150 mm           |
| 189 0236   | 710 x 510 x 200 mm           |
| 189 0237   | 710 x 510 x 350 mm           |
| 189 0238   | 1000 x 600 x 150 mm          |




Réf. 189 0232  
Poids maximum : 120 kg

## Estrade 2 marches

**690 x 600, hauteur 450 mm avec renfort pour charge**

- Bâti en tube inox
- Marches en inox gravé
- Entièrement soudée
- Poids maximum : 200 kg



Réf. 189 0231