


Tabourets / Selle



Fabrication Française

TABOURETS

- Assise Ø 360, épaisseur 60 mm.
- Vérin à gaz chromé
- Hauteur réglable de 480 à 680 mm
- Piètement 5 branches polyamide ou aluminium
- Roulettes Ø 50 mm



Tabouret à commande au pied
Roues Ø 65 mm
pied chromé
Réf 3850R



Piètement alu
Réf.3600G AUTOF



Piètement polyamide
Réf. 3500N

Coloris disponibles



Accessoires en option



Patins



Repose-pieds
Réf. 3450



Dossier Luna
Réf. 3710



Roulettes auto-freînées
Réf.AUTOF



Dossier Tulipe
Réf. 3700

SELLE de chirurgien

- Assise ergonomique et inclinable ou ronde
- Réglable en hauteur par commande au pied
- Vérin à gaz chromé
- Hauteur réglable de 570 à 750 mm
- Roulettes Ø 65 mm



Réf. 3800