


Chariots de stérilisation inox



Fabrication Française

- Chariot 1 face avec 3 ou 4 niveaux
- Structure inox tube carré 30 mm
- Roues ABS Ø 100 mm pour tunnel de lavage
- Équipé de crochets pour les paniers ou accessoires

SIMPLE FACE		
Hauteur	Références	Niveaux par face
157 cm	189 7320	4
123 cm	189 7321	3



Réf. 189 7321



Réf. 189 7320

EXEMPLES DE COMPOSITION



De haut en bas :

- Support sac 100 L, réf. 189 5120



De haut en bas :


- Pack de 6 tiroirs plastique basculants, réf. 189 7366
- Étagère écriteiro 548 x 355 mm, réf. 189 7356
- Étagère multifonctions 600 x 280, réf. 189 7359
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7307



De haut en bas :

- Support gants, réf. 189 9358
- Panier inox 600 x 400 x 150 mm, réf. 189 7307
- Grille inférieure, réf. 189 9361

Chariots de stérilisation inox




Fabrication Française

- Chariots 2 faces équipés de crochets pour le transport des paniers
- 6 ou 8 niveaux
- Structure inox tube carré 30 mm
- Roues ABS Ø 100 mm pour tunnel de lavage
- Équipé de crochets pour les paniers ou accessoires
- Galets pare-chocs

DOUBLE FACE

Hauteur	Références	Niveaux par face
157 cm	189 7325	4
123 cm	189 7326	3



Réf. 189 7326




Réf. 189 7325

EXEMPLES DE COMPOSITION



De haut en bas (identique sur chaque face):

- Étagère fil inox 600 x 280 mm, réf. 189 7359
- Panier inox grande échancrure 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7304
- Panier inox 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7300



De haut en bas (identique sur chaque face):

- Support bac à container 640 x 315, réf. 9355
- Étagère écriteoire 548 x 355 mm, réf. 189 7354
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Panier inox échancré 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7306

Chariots de stérilisation inox



Fabrication Française

- Structure inox tube carré 30 mm
- Roues ABS Ø 100 mm pour tunnel de lavage
- Équipé de crochets pour les paniers ou accessoires



Chariot triple 4 niveaux

Chariot réf. 189 7327 avec, de haut en bas :

Face gauche :


- Étagère écriteiroire inox 548 x 355 mm, réf. 189 7356
- Panier inox 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7300
- Idem

Face centrale :

- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Tablette centrale inox 540 x 310 mm, réf. 189 7357 (existe également en fil inox, réf. 189 7358)
- Idem

Face droite :

- Support inox bac à bec double, réf. 189 7355, avec : 6 bacs rouges 1 litre, réf. 189 7360 et 4 bacs rouges 3 litres, réf. 189 7362
- Étagère double, réf. 189 9363
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Panier échancré 600 x 400 x 300 mm, réf. 189 7302



TRIPLE		
Hauteur	Références	Niveaux
160 cm	189 7327	4
123 cm	189 7328	3

Chariot réf. 189 7328 avec, de haut en bas :

Face gauche :

- Rack à suture 4 niveaux, 600 x 130 x 400 mm, réf. 189 7310
- Panier inox grande échancrure 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7304
- Panier inox échancré 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7302

Face centrale :

- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Idem

Face droite :

- Rack à suture 4 niveaux, 600 x 130 x 400 mm, réf. 189 7310
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Panier 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7300



Chariot triple 3 niveaux

