


CHARIOT de stérilisation INOX




Fabrication Française

- Chariot 1 face avec 3 ou 4 niveaux
- Structure inox tube carré 30 mm
- Roues ABS Ø 100 mm pour tunnel de lavage
- Équipé de crochets pour les paniers ou accessoires

SIMPLE FACE		
Hauteur	Références	Niveaux par face
157 cm	189 7320	4
123 cm	189 7321	3



Réf. 189 7321



Réf. 189 7320

EXEMPLES DE COMPOSITION

Accessoires pages 48 et 49



De haut en bas :

- Étagère console inox 548 x 355 mm, réf. 189 7354
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Idem
- Panier inox 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7300



De haut en bas :

- Pack de 11 tiroirs plastique basculants, réf. 189 7367
- Étagère console inox 548 x 355 mm, réf. 189 7354
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Panier inox 600 x 300 x 300 mm, réf. 189 7300



De haut en bas :

- Module porte 2 bassins, réf. 189 7330
- Module porte 3 bassins, réf. 189 7331
- Panier inox 600 x 300 x 150 mm, réf. 189 7301
- Panier inox 600 x 400 x 300 mm, réf. 189 7302