

LAMPES de Wood / infrarouge



Fabrication Française

LAMPE DE WOOD

Détection des mycoses cutanées et problème de pigmentation

Modèle 177 - 05

- * 9 W / 230 V, couleur noire
- * Lampe portative équipée d'un ballast prise
- * Poids en main : 290 grammes



LAMPE INFRAROUGE

- * Lampe à usage thérapeutique avec rayonnement doux et pénétrant
- * 250 Watts sur bras flexible longueur 86 cm
- * Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes ou avec fixation murale, 16 coloris au choix (voir ci-dessous)
- * Ampoule IR fournie : culot E27 – Durée de vie 5000 heures
- * Interrupteur sur la base de la lampe
- * Tête de lampe 260mm en acier laqué époxy monté sur rotule d'orientation
- * Alimentation : 230V, câble longueur 4 mètres

Réf. Modèles

- 172 01 sur roues
- 172 03 mural



Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

Coloris de Piètement



GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
e - mail : garapon@garapon-medical.com

LAMPES d'examen médical



Fabrication Française



Référence 173 01 à 04

- * 20 Watts sur bras flexible, longueur 65 cm, blanc ou noir
- * Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes, 16 coloris au choix
- * Sécurité lampe basse tension équipée d'une source dichroïque 12V - 20W
- * Grand confort d'utilisation, 2/3 de chaleur en moins
- * Transformateur de sécurité 230V/12V/20W incorporé dans l'embase de la lampe, double isolation classe II avec fusible thermique
- * Câble d'alimentation 3 mètres
- * Tête de lampe Ø 7 cm, montée sur rotule d'orientation
- * Éclairément : 23 000 Lux à 50 cm



Référence 174 01 à 176 02

- * 50 Watts avec variateur sur bras flexible, longueur 65 cm, blanc ou noir
- * Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes, 16 coloris au choix
- * Sécurité lampe basse tension équipée d'une source dichroïque 12V - 50W
- * Grand confort d'utilisation, 2/3 de chaleur en moins
- * Transformateur de sécurité 230V/12V/20W incorporé dans l'embase de la lampe, double isolation classe II avec fusible thermique
- * Câble d'alimentation 3 mètres
- * Tête de lampe Ø 11 cm, montée sur rotule d'orientation
- * Éclairément : 50 000 Lux à 50 cm



Référence 179 01

- * Lampe loupe fluorescente 22 Watts sur bras articulé longueur 912 mm (2 x 456 mm), couleur blanc
- * Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes, 16 coloris au choix
- * Tête de lampe Ø 227 mm, loupe Ø 120 mm, tube circline, grossissement : x 2
- * Grand confort d'utilisation, lumière totalement froide
- * Câble d'alimentation longueur : 1,7 mètre



Référence 178 01 à 04

- * Lampe LED sur bras flexible longueur 650 mm, blanche ou noire
- * Pied peint époxy sur 5 roulettes pivotantes, 16 coloris au choix
- * Grand confort d'utilisation, lumière totalement froide sans émission d'UV
- * Durée de vie exceptionnelle : 100 000 heures
- * Transformateur de sécurité 230/12V/4,2 W incorporé dans l'embase de la lampe, double isolation classe II
- * Câble d'alimentation longueur : 3 mètres
- * Tête de lampe Ø 6 cm, montée sur rotule d'orientation
- * Éclairément 12 000 Lux à 30 cm, équivalent à une lampe 20 Watts

LAMPE HALOGENE 20 Watts

Référence	Coloris		Modèle
	Lampe	Pied	
173-01	blanche	époxy	sur roulettes
173-02	noire	époxy	sur roulettes
173-03	blanche		mural
173-04	noire		mural

LAMPE HALOGENE 50 Watts

Référence	Coloris		Modèle
	Lampe	Pied	
174-01	blanche	époxy	sur roulettes
174-02	noire	époxy	sur roulettes
176-01	blanche		mural
176-02	noire		mural

LAMPE lumière froide

Référence	Coloris		Modèle
	Lampe	Pied	
178-01	blanche	époxy	sur roulettes
178-02	noire	époxy	sur roulettes
178-03	blanche		mural
178-04	noire		mural

Attention, la représentation numérique peut altérer les coloris originaux

Coloris de Piètement



GARAPON MEDICAL

14 avenue B. Thimonnier 69300 Caluire
 Tél. : 04.78.98.95.95 Fax : 04.78.98.95.98
 e - mail : garapon@garapon-medical.com